

Uppdragnings- och blandningskanyler



Take Set & Spike Connector



Uppdragningskanyl med inbyggd trevägskran för anslutning till infusionspåse/flaska

Våra unika produkter Take Set uppdragningskanyl med inbyggd SWAN-lock samt Spike Connector med inbyggd trevägskran för infusionspåsar med inbyggd flödesventil är bra exempel på produkter som är speciellt framtagna för enkel och säker infusionsterapi.

CODAN över 40-åriga erfarenhet från tillverkning av produkter för infusionsterapi garanterar produkter som är anpassade till de höga krav som dagens moderna sjukvård kräver.

Uppdragnings- och blandningskanyler



Take Set & Spike Connector

Materialspecifikation - Take Set

Spike: ABS
Adapterhus: Polykarbonat
Luftningslucka: PE
Luftningsfilter: Hydrofobiskt filter
SWAN-lock: Silikon
Skyddshätta: PE
Dead space: 0,6 ml
Flödes hastighet: 130,87 ml/min
Flödesreduktion: 16%

Materialspecifikation - Spike Connector

Spike: ABS
Adapterhus: Polykarbonat
Skyddshätta: PE
3-vägskran: Polykarbonat, Polyetylen, Polypropylen
Slang: PVC NoDEHP Ø inner: 3,0 mm, yttre 4,1 mm

EN standarder

Fyller standarder: DIN EN 980, DIN ISO 15223-1, ISO 7000, DIN EN 20594-1/DIN EN 1707.

Artikel nr.	Produktbeskrivning	Avd fp.	Trpt fp.	Pall fp.	Latex fri	PVC fri	S/OS	Mjukgörare
164200	Take Set Takeset m Swan-Lock uppdragn.spike m flödesventil	25	400	9600	J	J	S	NEJ
763311	Spike Connector Spike Connector m 3-v-kran f uppdrag	100	400	3200	J	N	S	TOTM