


PowerLoc

Säkerhetsinfunderingssätt som även klarar övertrycksinjektioner Finns med och utan Y-koppling

Y-koppling finns som tillval



Egenskaper:

- **PowerLoc** utgör tillsammans med Bards PowerPortar en övertrycks infunderingssystem som är lätt att identifiera, både systemet i sig och även de tryckgränser som gäller.
- Bards PowerLoc sortiment kan användas till samma infusioner, injektioner, blodtansfusioner samt blodprovsvagning mmsom övriga venportsnålar dessutom är **Samtliga av Bards Power produkter är godkända för tryck upp till 300psi**
- Låg profil, och ett ned-vinklat slangfäste gör den enkel att sätta förband över.
- Integrerade vingar
- Unik säkerhetsmekanism som man både kan höra, känna och se när den löser ut
- Liten, mjuk anläggningsyta för ökad patientkomfort
- **PVC och Latex fri**
- Nål med silikonbeläggning för att minska penetrations motståndet
- Lätt att se nålen under placering
- Färgkodade vingar





ADVANCING THE DELIVERY OF HEALTH CARE®

Tjocklek		Längd		Artikel nr		Flöden		Antal/ box
Gauge	mm	Inch	mm	Utan Y-koppling	Med Y-koppling	Gravita- tionsflöde	Max flöde	
22	0,7	0,75	19	8652234	8672234	312ml/t	2 ml/s	20
22	0,7	1,0	25	8652210	8672210	312ml/t	2ml/s	20
22	0,7	1,5	37	8652215	8672215	312ml/t	2ml/s	20
20	0,9	0,75	19	8652034	8672034	960ml/t	5ml/s	20
20	0,9	1,0	25	8652010	8672010	960ml/t	5ml/s	20
20	0,9	1,5	37	8652015	8672015	960ml/t	5ml/s	20
19	1,1	0,75	19	8651934	8671934	1680ml/t	5ml/s	20
19	1,1	1,0	25	8651910	8671910	1680ml/t	5ml/s	20
19	1,1	1,5	37	8651915	8671915	1680ml/t	5ml/s	20

Tillverkningsland	USA
Steriliseringsmetod	Etylenoxid
CE	0344
Primingvolym utan y-koppling	0,3ml
Primingvolym med y-koppling	0,4ml
PVC fri Slangen är gjord av uretane	Ja
DEHP fri	Ja
Latex fri	Ja

Bard Norden AB - Tel. 042-38 60 00 Fax 042-38 60 10
Bard Denmark AB - Tlf. 49 26 20 08 Faks 49 26 20 09
support.nordic@crbard.com
www.bardnordic.com