

# Aquasonic CLEAR® ultraljudsgel

**Art no: 03-08, 03-50**

**Aquasonic CLEAR ultraljudsgel** är en osteril, vattenlöslig gel som inte lämnar fläckar som endast är avsedd för utvärtes bruk och kan användas med alla kommersiellt tillgängliga ultraljudsenheter.

**Aquasonic CLEAR ultraljudsgel** ligger i förpackningar om antingen 250 ml (**art no 03-08**) eller om 5 L (**art no 03-50**), där den större förpackningen kommer inklusive en påfyllningsbar 250 ml flaska.

Återanvändbara flaskor ska tvättas i varmt tvålwater, sköljas och torkas noggrant före påfyllningen.

## Används på:

- Intakt, oskadad hud.
- Patienter på inrättningar där korskontaminering är en minimal risk.
- Lågriskpatienter och för procedurer på inrättningar för icke-akut vård.

Läs den medföljande bruksanvisningen eller din inrättnings föreskrifter, om de skiljer sig åt.

**Aquasonic CLEAR ultraljudsgel** tillverkas av Parker Laboratories Inc.

