

**PROCARE** | Nextep Contour with Air

**Optimal användning**

Nextep Walker with Air använder ett mediant/lateralt system med två luftkuddar som blåses upp lika mycket med den inbyggda pumpen. Luftkuddarna hjälper till vid ödem- kontroll, och gör att skorna får en säker passform.

**Fördelar och egenskaper**

- Eliminera behovet av seriegipsning
- Foder av borstad nylon/skum med löstagbart täskydd
- Låg, halkfri sula av gummi
- Enkel på/av-design

Beställningsinformation			
Artikelnummer	Storlek	Herrar Skostorlek	Damer Skostorlek
79-95273	Liten	3-6	2-5
79-95275	Medium	6,5-9	5,5-8
79-95277	Stor	9,5-12,5	8,5-13,5



Beställningsinformation		
Artikelnummer	Storlek	Beskrivning
79-95363	Liten	Polster
79-95365	Medium	Polster
79-95667	Stor	Polster

**DONJOY** | Maxtrax® Fixed Walker

**Optimal användning**

MaxTrax® Walkers är ett billigt alternativ till gips. Syftet är att öka stabiliteten efter trauma eller postoperativt. Används vid akut fotledsstukning, stressfraktur på underbenet, 2:a och 3:e gradens ledbandssträckningar, stabil fraktur av fot och fotled, hallux valgus-kirurgi, metatarsalfrakturer eller reparation av akillessenan. Utformad med en bred fotbädd för komfort och stabilitet. Sulan hjälper till att reducera trycket på fotsulan. Stötabsoberande dyna under foten för bättre komfort. De formbara skenorna kan förkortas för att passa patienten.

Beställningsinformation		
Artikelnummer	Skostorlek	Storlek
11-1382-1-00000	<34	XS
11-1382-2-00000	34-36	S
11-1382-3-00000	37-43	M
11-1382-4-00000	42-44	L
11-1382-5-00000	>45	XL

Tillbehör	Beskrivning
11-1372-x-00000	Kuddar
11-1373-x-00000	Polster
11-1374-x-00000	Band
11-1413-x	Innersula

