

## PARI Inhalation Sortimentsöversikt



# Stationära inhalatorer



## PARI TurboBOY® SX

- Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
- Medföljande PARI LC SPRINT nebulisatorn är mycket effektiv, lätt att hantera och att rengöra.

Artikel	Artikelnr
PARI Turbo SX	85G3209



## PARI SINUS

- Ger med sitt pulserande flöde en unik behandling av bihålor och övre luftvägar.
- Kraftig kompressor som ger hög effektivitet och kort inhalationstid.
- Kan användas med alla på marknaden förekommande läkemedel.

Artikel	Artikelnr
PARI SINUS	28G1000

# Portabla inhalatorer



## VELOX®

- En lätt, portabel och snabb elektronisk nebulisator – tyst och effektiv.
- Anpassad till att ge samma lungdeposition som med PARI BOY SX.
- Med en batteritid (batteri medföljer ej) på 4 timmar och normal inhalationstid på ca 3 min.
- Väger 110 g och kan drivas med batteri eller nätanslutning.
- Rengöringsenhet VELOX Care ingår.
- Anpassad till Junior, beställ SMARTMASK Kids 78G5000

Artikel	Artikelnr
VELOX	55G1001

## eFlow® rapid

- Den elektroniska inhalatorn, speciellt utvecklad för patienter med många och långa dagliga inhalationer.
- Liten, lätt och helt ljudlös.
- El- eller batteridrivna (4 st AA batterier medföljer).
- Ger en mycket effektiv och snabb nebulisering.
- Den nya displayen ger feedback till användaren.
- Med eBase kontrollenhet för digital information.
- Rengöringsenhet Easy Care ingår.



Artikel	Artikelnr
eFlow rapid eBase	178G1005

# Nebulisatorer och årsförpackningar



## PARI TurboBOY® - årsförpackning S

- PARI LC SPRINT – den andningsstyrda nebulisatorn, som ger en snabb och effektiv inhalation med låga läkemedelsförluster.
- Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.
- Passar också PARI BOY SX och PARI mobile S.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI TurboBOY årsförp. S 23G1011	204951



## PARI BOY® SX - årsförpackning

- PARI LC SPRINT för snabb och effektiv inhalation.
- Extra insats (röd) för små droppar.
- Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.
- Med PIF kontroll - ett integrerat "träningsredskap" som hjälper patienten att lära sig en effektiv inhalationsteknik.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI BOY SX årsförp. 23G8511	204950



## PARI JuniorBOY® - årsförpackning S

- PARI LC SPRINT nebulisatorn med gul insats som ger ett droppspektrum speciellt anpassat till ett barns mindre luftvägar.
- Extra lång luftslang på 2,2 m för att göra inhalationen ännu mer flexibel.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Artikelnr	Apoteksvarunr
PARI JuniorBOY årsförp. S 23G1111	204949



## PARI LC SPRINT® SINUS - årsförpackning

- PARI LC SPRINT nebulisator med uttag för dubbla slangar, som kan leverera ett pulserande flöde.
- Utrustad med näsadapter.
- Rekommenderad att bytas efter ca 1 års regelbunden användning.

Artikel	Artikelnr
PARI LC SPRINT SINUS årsförp.	23G2860



## PARI LC SPRINT® XLent - nebulisator

- PARI LC SPRINT nebulisator med ett vitt insatsrör, som ger extra stora droppar för deposition högt upp i luftvägarna.
- Lämpligt exempelvis vid krupp.
- Mycket enkel att handha och rengöra. Endast 4 delar.

Artikel	Artikelnr
PARI XLent nebulisator	23G1801



## VELOX® årsförpackning

- VELOX nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål.
- För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna nebulisator bytas 1 gång per år.

Artikel	Artikelnr
VELOX årsförp.	55G3010

Artikel	Artikelnr
VELOX junior årsförp.	55G3110



## eFlow® rapid nebulisator eFlow® aerosolgenerator

- eFlow rapid nebulisator har en teknik baserad på ett vibrerande metallmembran (aerosolgenerator) med laserborrade hål.
- För att garantera effektiv och snabb leverans av läkemedel bör denna aerosolgenerator bytas var 6:e månad.
- Nebulisator komplett med aerosolgenerator bör bytas 1 gång per år.

Artikelnr	Apoteksvarunr
Nebulisator inkl. Aerosolgenerator 678G8222	203755
Aerosolgenerator 678B2620	203754

# VORTEX



## VORTEX® med tillbehör och reservdelar

Andningsbehållare till inhalationssprayer.

- Metallbehållare som förhindrar elektrostatisk bindning.
- Universaladapter passar alla på marknaden förekommande sprayer.
- Hög leverans av läkemedel och låg deposition i mun och svalg.
- Tål att kokas och desinficeras.

▪ Glada barnmasker till VORTEX: Maria nyckelpiga och Felix groda. Säljs också separat.

▪ SMARTMASK, SMARTMASK Kids, SMARTMASK Baby och PARI barnmasker passar till VORTEX (se rubriken **Tillbehör**).

▪ Munstycke till VORTEX.

Artikelnr	Apoteksnr
51G5001 fr 4 år utan mask	738089
51G5100 som ovan - 10 pack	738090
51G5021 med babymask 0-2 år	
51G5041 med barnmask >2 år	
51G5061 med vuxenmask	
41G0712 Babymask 0-2 år	732202
41G0714 Barnmask >2 år	738087
51G5101 Munstycke 10 -pack	738086

## Sjukhusprodukter



### PARI CENTRAL (för sjukhusets centrala luftsystem)

- På sjukhus där man har tillgång till tryckluft eller oxygen är **PARI CENTRAL** ett utmärkt alternativ till kompressor.
- Ger en enkel, tyst, säker och effektiv inhalation.
- PARI CENTRAL är underhållsfri och passar alla PARI:s nebulisatorer och tillbehör.

Artikel	Artikelnr
PARI CENTRAL AIR	58G1110
PARI CENTRAL O2	58G1210



### PARI LC SPRINT nebulisator

- Finns att köpa styckvis eller i 10-pack.

Artikel	Artikelnr
PARI LC SPRINT 1 st	23G6001
PARI LC SPRINT 10st	23G6010



### PARI Luftslang 2,2 m med nippel

- Till PARI CENTRAL.

Artikel	Artikelnr
PARI Luftslang 2,2 m	41G4550



### MEDIPLAST Oxygenslang 2,1 m med k/k konnektor

Artikel	Artikelnr
Oxygenslang	6014163



### PARI avbrottsfunktion

- Tillbehör till PARI LC SPRINT® som medger en intermittert nebulisering. Levererar bara läkemedel när knappen är intryckt, genom att vrida knappen låses den i intryckt läge.

Artikel	Artikelnr
PARI Avbrottsfunktion	22G1000



### Nebulisatorställ för bordsfäste eller IVA-skene

- Till PARI CENTRAL.

Artikel	Artikelnr
Neb.ställ för bordskant	P44G
Neb.ställ för IVA-skene	P55G



### Slangnippel/adapter (hane)

- Passar till luftslang 2,2 m.

Artikel	Artikelnr
Slangnippel 1 st	41E2802

# Tillbehör



## Luftslang f/m, 1,2 m, för PARI BOY

**PARI SMARTMASK®** en silikonmask med integrerad utandningsventil, vilket bibehåller andningsstyrningen även vid användande av mask. Detta ger en komfortabel och effektiv inhalation även med mask. Med det medföljande vinkelröret kan inhalation även ske halvliggande.

**PARI SMARTMASK® Kids** ger effektiv inhalation för barn från ca 2 år och har samma egenskaper som ovan (utan vinkel och band).

**PARI SMARTMASK® Baby** är mjuk och följsam silikonmask anpassad för de minsta barnen ca 0-2 år. Saknar utandningsventil då fokus ligger i liten deadspace.

Artikelnr	Apoteksvarunr
Luftslang 1,2 m 41B4591	
SMARTMASK 41G0730	200409
SMARTMASK Kids 78G5000	210043
SMARTMASK Baby 55G4500	

## PARI Barnmasker

PARI:s traditionella barnmasker i silikon. Den medföljande vinkeln gör att inhalationen kan ske både i liggande och sittande ställning. Kan även användas till VORTEX.

Barnmask storlek 0 - prematur  
Barnmask storlek 1 - ca 0-1 år  
Barnmask storlek 2 - ca 1-3 år  
Barnmask storlek 3 - ca 3 år och uppåt

Artikelnr	Apoteksvarunr
Barnmask strl 0 41G0700	
Barnmask strl 1 41G0701	244400
Barnmask strl 2 41G0702	244418
Barnmask strl 3 41G0703	244426



## PARI Vuxenmask PP



Artikel	Artikelnr
Vuxenmask	41G0740

## Filterhållare med ventil (skorsten)

Vid inhalation av antibiotika, kortison och liknande, bör filter användas. Filtret skall bytas efter varje inhalation.

**Filter pads** till utandningsventil 100 st.



Artikelnr	Apoteksvarunr
Filterhållare 41G0500	244384
Filter pads 100 st 41B0523	244392

**PARI TRACHEO Set** möjliggör inhalationsterapi med PARI inhalationssystem för trakeostomipatienter och är avsett för flergångsbruk. Enkel att göra ren och tål alla rengöringsmetoder.

**PARI Y-stycke** passar till PARI LC SPRINT nebulisator  
**PARI Utandningsventil** passar till PARI Y-stycke



Artikel	Artikelnr
TRACHEO Set	25G0007
Y-stycke	41E0530
Utandningsventil	64B4721

## PARI PEP® S - System

Med detta tillbehör kan man kombinera inhalation och PEP-terapi på samma gång. PEP (Positiv Expiratory Pressure) innebär att man andas ut mot ett motstånd och är en effektiv terapi för att t.ex. mobilisera sekret. Individuellt inställbart motstånd. Kan även ge patienter med KOL/emfysem bättre och behagligare inhalation. Kan också användas fristående utan nebulisator.



Artikelnr	Apoteksvarunr
PEP S - System 18G4000	204946

# Reservdelar

	Artikelnr	Apoteksvarunr		Artikelnr	Apoteksvarunr		
	Laddare PARI mobile	47G2101	730321		Batteri PARI mobile	47G2000	204945
	Laddare eFlow rapid	78B7100			eFlow förbindelsekabel	178G6009	730322
	Laddare VELOX	55G7100			Reservdelsförpackning (munstycke, luftslang och filter)	41B4852 41B4591 22E3050	270009

# Övriga produkter



## MucoClear®

MucoClear 3% och 6% är en färdigblandad hyperten saltlösning som levereras i 4 ml ampuller.

Finns i förpackning om 20 eller 60 st.

Cirka 2 års hållbarhet i rumstemperatur.

MDD CE IIa

Artikel	Artikelnr
3% steril 60 x 4 ml	77G5003
6% steril 60 x 4 ml	77G3001



## PARI O-PEP

PARI O-PEP är en oscillerande PEP som används för sekretmobilisering.

Vid behandling av akuta och kroniska luftvägssjukdomar såsom CF, bronkiektasier, KOL och astma.

Artikel	Artikelnr
PARI O-PEP	18G5009



## PARI Service

Service och genomgång

Artikel	Artikelnr
Service	22000

## Om oss/Kontakt

Hos Mediplast AB erbjuder vi sjukhuspersonal och privatpersoner ett brett kvalitetssortiment av produkter för förebyggande, hjälp och behandling av respiratoriska problem och sjukdomar.

Från 1/12 2016 kommer Active Care Sverup AB att utgöra en viktig del av Mediplast AB och kommer under Mediplast-namnet fortsätta att vara distributör för det tyska företaget PARI GmbH, när det gäller inhalation.

### PARI och produkterna i denna broschyr:

PARI har utvecklat produkter inom inhalationsbehandling sedan 1906. Med egen forskning, utveckling och produktion har PARI vuxit och är idag en internationell aktör inom inhalationsbehandling med produkter som blivit en "Golden standard". Ledorden i utvecklingen av nya produkter är enkelhet och effektivitet, både för patient och behandlande personal. Detta för att öka följsamheten till den ordinerade behandlingen.

Produkterna är kliniskt väldokumenterade och det finns lättillgängligt utbildningsmaterial.

För en mer komplett information titta gärna in på vår hemsida [www.mediplast.com](http://www.mediplast.com) och du är självklart också välkommen att kontakta oss om du har frågor, synpunkter eller behöver ytterligare information.



medicin  
instruktioner.se

PARI:s instruktionsfilmer för inhalation  
och VORTEX bruksanvisningar  
finns på vår hemsida och även på:

<http://www.medicininstruktioner.se/mediplast>

### Hjärtligt välkommen till oss på Mediplast AB

Mediplast AB

Box 1004, 212 10 MALMÖ

Tel: 020 78 80 35

Fax: 040 671 23 10

[mediplast.info@mediplast.com](mailto:mediplast.info@mediplast.com)

[www.mediplast.com](http://www.mediplast.com)

# MEDI PLAST®