

## OneMed artnr 200715:



**Burken är fylld med 40 ml 4% buffrad formaldehydlösning i 70 ml PP-burk med skruvlock.**

Volymen av fixeringsmedel bör vara 20 ggr större än provet. Prov som läggs i denna burk bör ej vara större än 15 x 5 x 3 mm. Om större prov nedlägges finns risk för att en optimal fixering ej sker. Hållbar i 5 år från tillverkningsdatum i obruten förpackning.

## OneMed artnr 200716:



**Burken är fylld med 30 ml 4% buffrad formaldehydlösning i 40 ml PP-burk med skruvlock.**

Volymen av fixeringsmedel bör vara 20 ggr större än provet. Prov som läggs i denna burk bör ej vara större än 10 x 5 x 3 mm. Om större prov nedlägges finns risk för att en optimal fixering ej sker. Hållbar i 5 år från tillverkningsdatum i obruten förpackning.

## OneMed artnr 222618:



**Burken är fylld med 150 ml 4% buffrad formaldehydlösning i 250 ml PP-burk med skruvlock.**

Volymen av fixeringsmedel bör vara 20 ggr större än provet.

## OneMed artnr 230058:



**Röret är fyllt med 3 ml 4% buffrad formaldehydlösning i 13 ml Faecesrör med sked.**

Hållbar i 5 år från tillverkningsdatum i obruten förpackning.