

AED Förvaringskåp



Produktbeskrivning:

Traditionellt väggmonterat skåp i plåt med larm och blinkljus. Larmet drivs av ett 9V batteri som monteras på insidan av skåpet. Larmljudet aktiveras genom att hjärtstartaren avlägsnas från krokarna i skåpet. Krokarna är fjäderbelastade och när de inte hålls ner av hjärtstartarens tyngd sluts strömmen och larmet ljuder. Ljudstyrkan beror på batteriets status och blir svagare när batteriet laddas ur. Larmet kan stängas av med den medföljande nyckeln i samband med service el liknande. Skåpet monteras på vägg med skruv och plugg som medföljer. Var noga med att använda korrekta beslag vid montering!

Användningsområde:

Till förvaring av hjärtstartare inomhus i torra lokaler där hjärtstartaren skall skyddas mot damm och smuts samt minska risken att hjärtstartaren avlägsnas utan att omgivningen uppmärksammas på det.

Artikelnummer	Beskrivning
180-2021-001	Traditionellt väggmonterat skåp i lackerad plåt med larm och blinkljus. Batteridrivet. Mått 44x44x18cm.

ViTri Medical AB

Tel: 08-747 76 60

Värmdövägen 738

Fax: 08-747 76 79

132 35 SALT SJÖ-BOO

info@vitri.se

www.vitri.se