



**Kvick art. nr. 40300-10 vänster
art. nr. 40300-20 höger**

Stabil och bekväm handledsortos som är enkel att ta på och av. Snörning med engrepps drag ger en jämn kompression och gör ortosen enkel att justera och ta på med en hand. Förslutes med ett brett kardborreband som även ger extra stabilitet runt handleden.

Kvick är tillverkad i stabil mockaimitation, materialet är perforerat och polstrat för god komfort och funktion - mjuk och skön mot huden. Ortosen har en formad stabil 25mm bred volar aluminiumskena, samt en 15mm dorsal skena.

Storlek vä/hö	Handledsmått (cm)
X-Small	10-13
Small	13-15
Medium	15-18
Large	18-20
X-Large	20-23

Måttagning: Handledsmått i cm.



Indikationer:

Instabilitet i CMC led. Artros, artrit, överbelastnings-skador. Även lämplig för behandling av carpal tunnel syndrom eller vid immobilisering efter gipsbehandling.

Material:

Mockaimitation

Tvättråd:

Handtvätt med mild tvättmedel, fäst kardborrebanden vid tvätt, använd tvättpåse.

