

## Biologiska indikatorer och inkubatorer

**Biologiska indikatorer** används för rutinmässig kontroll av STERRAD® steriliseringssystem. Advanced Sterilization Products rekommenderar att fyra testförpackningar processas varannan vecka eller enligt sjukhusets rutiner.

**STERRAD® Inkubator** kan inkubera 18 stycken CycleSure BI vid en temperatur av 58+/-2° C. Designen medger inspektion av provrören under inkubation.

Art nr	Produktbeskrivning	Antal/förs.enhet
14324	STERRAD® CycleSure BI	60
21006	Inkubator (58° C)	1

## Kemiska indikationer

**STERRAD® Chemical Indicator Strips (Kemisk Indikatorremsa)** och **STERRAD® SealSure Indikatortejp** utgör kompletterande metoder att verifiera processen i en steriliseringscykel. De ska användas som ett komplement till, inte istället för, biologiska indikatorer. STERRAD® Chemical Indicator Strips och STERRAD® SealSure Indikatortejp indikerar inte sterilitet; de indikerar endast att indikatorn har utsatts för väteperoxid. Färgen på den kemiska indikatorremsan och tejpens ändrar färg från röd till gul (eller ännu ljusare) när den kommer i kontakt med väteperoxid.

STERRAD® SealSure kemisk indikatortejp (Class A enl. EN867-1) är avsedd att användas av sjukvårdspersonal för att fästa packskynken i polypropylen som används vid sterilisering av medicinsk utrustning i STERRAD® steriliseringssystem, och för att skilja processade tillbehör från icke-processade. Varje rulle innehåller 55 m tejp.

STERRAD® Kemisk indikatorremsa (Class A enl. EN867-1) är avsedd att användas tillsammans med förpackad medicinsk utrustning vid sterilisering i STERRAD® steriliseringssystem. Indikatorremsan är avsedd för att skilja processade förpackningar från icke-processade.

Art nr	Produktbeskrivning	Antal/förs.enhet
14100	STERRAD® Indikatorremsa	1000
14202	STERRAD® SealSure Indikatortejp	6 rullar