

NYA STORLEKAR
Kan användas på
större områden,
inklusive kirurgiska sår



**Ett brett urval av förband
anpassade efter dina
dagliga behov**

”Behoven hos de patienter jag sköter om
dagligen varierar kraftigt”

www.smith-nephew.com/allevyn

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
GENTLE BORDER
Skumförband



Supporting healthcare professionals

ALLEVYN[◊] Gentle Border:

Ett mångsidigt utbud av förband i en mängd olika former och storlekar som passar flertalet sårtyper¹

Den senaste utvecklingen är **NYA STORLEKAR** som kan användas på större områden, inklusive kirurgiska sår



ALLEVYN Gentle Border 10 cm x 25 cm, rektangulärt



ALLEVYN Gentle Border 10 cm x 30 cm, rektangulärt



Ger minsta möjliga trauma på såret och omgivande hud vid förbandsbyte^{1,2}



Mjukt silikon som passar för känslig och ömtålig hud³



Förbandet har flervägsstretch^{4,5}, är flexibelt och bekvämt^{6,7}



Högabsorberande med god vätskehantering^{4,5,8}



Vattentåligt^{6,7}



Förbandet ger en bakteriell barriär⁹

S&N-kod	Storlek på förband (cm)	Antal/förp.
66800900	10 cm x 20 cm	10
66800264 NY	10 cm x 25 cm	10
66800265 NY	10 cm x 30 cm	10

CLOSER TO ZERO

Tillsammans kommer vi **Närmare nollresultat** när det gäller fördröjning av läkningen

Wound Management
Smith & Nephew AB
Kråketorpsgatan 20
431 22 Mölndal
Sverige
T +46 (0) 31 746 5800
F +46 (0) 31 870 531

www.smith-nephew.com

◊ Varumärke som tillhör Smith & Nephew
Alla varumärken bekräftade
© Juli 2017 Smith & Nephew
17-08810-sv

Supporting healthcare professionals

Referenser: 1. Hurd T, Gregory L, Jones A, Brown S. A multi-centre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK. 2009;5(3):32-44; 2. K. Vowden, K. Harding, N. S. Molemen, K. Drysdale, and C. Mistry. "An open, prospective randomised, multi-centre clinical evaluation of a hydrocellular silicone foam dressing" in the management of exuding chronic and acute wounds," presented at the EWMA, Brussels 2011; 3. Carter J. The use of a silicone adhesive dressing [ALLEVYN Gentle Border] on a patient with extremely fragile skin (Poster). Wounds UK; Nov 2008; Harrogate, UK; 4. Smith & Nephew 2016. Data on File DS/16/461/Rv3; 5. Smith & Nephew 2016. Data on File DS/16/462/Rv3; 6. Smith & Nephew Data on File GMCA-DOF-09 An open, prospective, randomised, comparative study to compare the performance of ALLEVYN Gentle Border Multisite with an alternative silicone adhesive dressing; 7. Smith & Nephew Data on File GMCA-DOF-10 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings; 8. Smith & Nephew Data on File DS/11/029/R2. Use of simulated wound model to evaluate the fluid handling ability of ALLEVYN Gentle Border; 9. Smith & Nephew Data on File 1010016 Bacterial Barrier Testing [wet-wet] on samples of Allevyn Gentle and Allevyn Gentle Border dressing with a 7 day test duration against S. marcescens.