

# Topmatic Clinil

## Specialrengöringsmedel

**Beskrivning:**

- TOPMATIC CLINIL är ett flytande lågalkaliskt specialrengöringsmedel till spol- och diskdesinfektorer.

**Användning:**

- Produkten avlägsnar effektivt intorkade beläggningar orsakade av t.ex. kalktvålar och hudfett på rostfria instrument, handfat, bidéskålar, rondskålar etc.

TOPMATIC CLINIL förhindrar kalkbeläggningar i maskin, munstycke och rörledningar.

**pH-värde:**

- Koncentrat ca 12,8
- Brukslösning ca 11,5

**Dosering:**

- Diskdesinfektorer 2-4 ml/liter vatten
- Spoldesinfektorer 20-80 ml/spolcykel
- Ångalstrare 1-3 ml/5 dh°

**Specifik vikt:**

- 1120 kg/m<sup>3</sup>

**Viskositet:**

- 10 cp

**Färg:**

- Klar färglös vätska

**Förpackning:**

- 3x5 kg

**Lagring:**

- Obruten förpackning minst 12 månader under normala lagringsbetingelser

**Märkning/Skyddsföreskrift:**

- Se separat säkerhetsdatablad. Produkten är registrerad vid Giftinformatinscentralen, tel 112.

Sammansättning	Funktion	EU-deklaration
Fosfat	Mjukgör vattnet	5-15%
Nonjontensid	Smuts- och fettlösnare	Under 5%
Alkali	Smuts- och fettlösnare	-
Silikat	Korrosionsskydd	-
Anjontensid	Löslighetsförmedlare	5-15%
Vatten		