



Cavitetsborr, figur 1, 5 st

Artikelnr: 3500

Cavitetsborr, figur 1, 5 st

Cavitetsborr figur 1 stl. 009, 010, 012, 014, 016, 018, 021, 023. 5 st/förp. Även kallade rosenborr. Runt enkelhugget sliphuvud. Skaftdiameter 2,35 mm och skaftlängd 40 mm. Tillverkade i rostfritt. Används till att slipa naglar och hornhud. Cavitetsborr kan köras i både autoklav och hetluftsterilisator.

Storlek 009: Rekommenderad maxhastighet är 50000 varv/minut.

Storlek 010: Rekommenderad maxhastighet är 50000 varv/minut.

Storlek 012: Rekommenderad maxhastighet är 50000 varv/minut.

Storlek 014: Rekommenderad maxhastighet är 50000 varv/minut.

Storlek 016: Rekommenderad maxhastighet är 50000 varv/minut.

Storlek 018: Rekommenderad maxhastighet är 45000 varv/minut.

Storlek 021: Rekommenderad maxhastighet är 40000 varv/minut.

Storlek 023: Rekommenderad maxhastighet är 35000 varv/minut.

