

STERRAD® Förbrukningsmaterial

Kassetter

Väteperoxid till STERRAD® tillsätts via en kassetter där väteperoxiden är inkapslad. Detta minimerar risken att användaren kommer i kontakt med väteperoxid.

Art nr	Produktbeskrivning	Antal/förs.enhet
10113	STERRAD® 100S Kassetter (5 cykler)	5
10114	STERRAD® 50 Kassetter (5 cykler)	5
10118	STERRAD® 200 Kassetter (2 cykler)	5
10133	STERRAD® NX Kassetter (5 cykler)	5
10144	STERRAD® 100NX Kassetter (5 cykler)	2

Booster och adaptorer

STERRAD® Booster ska användas tillsammans med STERRAD® Adaptor för sterilisering av vissa produkter med håligheter (lumen) i STERRAD® 100S Silver.

Konsultera Er ASP Produktspecialist för vilka instrument som behöver STERRAD® Booster och STERRAD® Adaptor.

Art nr	Produktbeskrivning	Antal/förs.enhet
15400-020	STERRAD® Booster	20
15401	STERRAD® Adaptor I (1 mm, grön)	50
15402	STERRAD® Adaptor II (3 mm, blå)	50
15403	STERRAD® Adaptor III (6 mm, vit)	50