

# Urinmätningssystem

## Ureofix® 500 Classic



Ny generation


# Introduktion

**Ureofix® 500 Classic** är ett välkänt urinmätningssystem som används till att mäta diures och utvärdera kvaliteten på dygnsurinen. Systemet gör det möjligt att göra en exakt mätning av urinvolymen. Den styva 3-kammar-behållaren rymmer 500 ml.

Den nya produktgenerationen drar nytta av nya teknologier och uppfyller B. Brauns miljönormer.

**Förmonterad 2-literspåse förbättrar användarens livskvalitet**

Ureofix® 500 Classic - 2 l




**DEHP-FRI  
LATEXFRI**


Ny påse med tydligt utrymme för patientuppgifter

## Behållarens droppkammare

### Luftningsfilter



### Anti-reflux-ventil



- Förhindrar retrograd migration av bakterier
- Anti-reflux-ventil som hindrar återflöde av urin till slangen
- Balanserat tryck tack vare luftningsfilter



### Påse med anti-reflux-ventil och luftning

- Undanröjer behovet av klämma
- Finns i 1,5 l, 2 l och 3,5 l påsar



### Ny design för säkrare fixering

- Enkel och säker upphängning av uppsamlingspåsen



### Enkel bajonettkoppling

- Enklare och säkrare koppling utan läckage
- Finns i 1,5 l, 2 l och 3,5 l-påsar

## Många upphängningsalternativ som gör det lätt att anpassa Ureofix® Classic till alla typer av sängar och stativ

### Två integrerade upphängningsalternativ



■ Integrerad borttagbar krok på behållarens baksida

■ Två fästband förmonterade på behållaren

### Två ytterligare upphängningsalternativ som tillval



■ Upphängningssystem med sprint och fixeringsband



■ Borttagbar fästplatta



### Minibruksanvisning till upphängningssystemet

## Användarfördelar

- Minskad risk för infektion
- Exakt observation
- Enkel och säker hantering
- Snabb tömning av behållaren
- Säker provtagning utan risk



Lätt att se flödesriktningen

## Nålfri provtagningsport

Alla nya produkter i sortimentet Ureofix 500 Classic har en nålfri provtagningsport på slangkopplingen som uppfyller de senaste riktlinjerna för ökad användarsäkerhet.



**Luftad tömningsventil** i utloppet i påsens botten för att minska risken för korsinfektion.



Provtagningsport som är kompatibel med nålfria sprutor

# Produktbeskrivning och artikelnummer

## Ureofix® 500 Classic Set

Artikelnummer	Produktbeskrivning	Slanglängd cm	styck/box
Med sluten påse			
441 7910	Ureofix® 500 Classic med utbytbar påse 1,5 l	120	10
441 7920	Ureofix® 500 Classic med utbytbar påse 1,5 l	170	10
441 7960	Ureofix® 500 Classic med utbytbar påse 3,5 l	170	10
Med tömbar påse			
441 7930	Ureofix® 500 Classic med förmonterad tömbar påse 2 l	120	10
441 7940	Ureofix® 500 Classic med förmonterad tömbar påse 2 l	170	10
441 7950	Ureofix® 500 Classic med förmonterad tömbar påse 2 l	200	10

## Ureofix® 500 Classic – utbytespåsar

Artikelnummer	Produktbeskrivning	Volym	styck/box
441 7535	Ureofix® 500 Classic sluten påse	1.5 l	100
441 7543	Ureofix® 500 Classic sluten påse	3.5 l	100
441 7551	Ureofix® 500 Classic tömbar påse	2 l	100

## Ureofix® 500 Classic – tillbehör

Artikelnummer	Produktbeskrivning	styck/box
441 7780	Fixeringsplatta	25
441 7755	Fixeringsband	10 x 10

Material som ingår: ABS, PP, PA, PE, PS, PU, PVC, SEBS, PBT, IR

**Steriliserad med etylenoxid**

B. Braun Medical AB | Hospital Care | Box 110, 182 11 Danderyd | Sverige  
Tel 08-634 34 00 | Fax 08-634 34 34 | [www.bbraun.se](http://www.bbraun.se)

Innehållet i detta dokument, i synnerhet data, information, varumärken och logotyper, ägs av B BRAUN MEDICAL SAS och är skyddade genom upphovsrätten ©2011 BRAUN MEDICAL, alla rättigheter förbehållna. Återgivning och/eller reproduktion, helt eller delvis, är därför förbjuden och skulle betraktas som intrång i B BRAUN MEDICAL SAS copyright och andra äganderättigheter. De produkter som kommersialiseras av B BRAUN MEDICAL ska uteslutande användas i enlighet med den uppdaterade bipacksedel som medföljer förpackningen.