

# Sanisoft extra

för lätt inkontinens

sanicare   
your daily life



**Sanisoft extra** passar till personer med lätt inkontinens. Sanisoft extra är ett engångsskydd med en särskilt utformning för att hålla dig torr och fräsch samt extra mjuk för användare med känslig hud. Med en uppsugningsförmåga som är extra snabb.

Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt. Har ett spärrskikt som förhindrar genomvätning. Limsträng på undersidan för fixering. Färgkodad releaseremsa.


Produkten är klinisk prövad.



#### Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i trosa/ fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsa. Avlägsna skyddsremsa och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.

<b>Varumärke</b>	Sanisoft
<b>Benämning</b>	Sanisoft extra
<b>Sanicare art nr</b>	<b>3532</b>
<b>Antal produkter/förpackning</b>	20 st
<b>Antal produkter/transportförpackning</b>	200 st
<b>Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml</b>	315 ml
<b>Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml</b>	105 ml
<b>Absorptionsmaterial</b>	Fluffmassa, superabsorbenter
<b>Ytskikt</b>	Non-woven av polypropen
<b>Spärrskikt</b>	Polyeten
<b>Mått</b>	B 7,5 x L 30 cm
<b>Färg på releaseremsa</b>	Vit med ljusgrå text
<b>Kasseras</b>	Brännbart, släng <u>ej</u> i toaletten.
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Vid sårig eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



Art.nr.  
3532



**sanicare**  
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se