

# Sanisoft normal

för droppinkontinens

sanicare   
your daily life



**Sanisoft normal** passar till personer med droppinkontinens. Sanisoft normal är ett engångsskydd som är en liten och tunn binda som absorberar en större mängd urin. Skyddet har en uppsugningsförmåga som är extra snabb och utan kanter på sidorna.




Sanisoft normal är särskilt utformad för att hålla dig torr och fräsch samt extra mjuk för användare med känslig hud. Innehåller superabsorbenter som tar bort dålig lukt. Har ett spärrskikt som förhindrar genomvättning. Limsträng på undersidan för fixering. Färgkodad releaseremsa.

Produkten är klinisk prövad.

#### Bruksanvisning och råd vid användning:

- Produkten fästs i trosa/ fixeringsbyxa med hjälp av klisterremsa. Avlägsna skyddsremsa och applicera skyddet.
- Var noga att välja en byxa som sluter tätt och fixerar skyddet på plats för att uppnå önskad funktion och minska risken för läckage.

<b>Varumärke</b>	Sanisoft
<b>Benämning</b>	Sanisoft normal
<b>Sanicare art nr</b>	<b>3531</b>
<b>Antal produkter/förpackning</b>	20 st
<b>Antal produkter/transportförpackning</b>	240 st
<b>Teoretisk abs.kap ISO 11948-1 ml</b>	214 ml
<b>Praktisk abs.kap ISO 11948-1/3 ml</b>	71,3 ml
<b>Absorptionsmaterial</b>	Fluffmassa, superabsorbenter
<b>Ytskikt</b>	Non-woven av polypropen
<b>Spärrskikt</b>	Polyeten
<b>Mått</b>	B 6 x L 22,5 cm
<b>Färg på releasremsa</b>	Vit med ljusgrå text
<b>Kasseras</b>	Brännbart, släng <b>ej</b> i toaletten.
<b>Förvaring</b>	Rumstemperatur
<b>Övriga information</b>	Produkten innehåller inte PVC, latex parfym eller hudvårdande medel. Utbildning/information av produkt kan tillhandahållas vid krav på upphandling.



Vid sår eller infekterad hud skall skyddet bytas vid varje läckagetillfälle. Prova noggrant ut rätt storlek, för optimal funktion. Placeras ej i närheten eller i direkt kontakt med föremål och anordningar som avger eld/hög värme.

Vid allvarliga produktfel/tillbud, kontakta tillverkaren samt Läkemedelsverket.



Sanicare AB  
Box 260  
311 23 Falkenberg



Art.nr.  
3531



**sanicare**  
your daily life

Sanicare AB, Box 260, 311 23 Falkenberg. Tel: +46 (0) 346-71 55 30, Fax: 0346-71 55 39  
Email: sanicare@sanicare.se. Hemsida: www.sanicare.se