

Olja för instrument Sterilit

50ml Drip feed

MBA: 1st

Instrument Olja för smörjning leder och lås före sterilisering.



Skyddsföreskrifter:

- Endast applicering innan sterilisering
- Förvaras svalt och torrt och skyddat från ljus
- Observera bäst före datum

Mikrobiologiska kontroller för ångsterilisering har utförts enligt AAMI TIR 12-1994, RKI-direktivet, E DIN EN ISO 17664, DIN EN 554 (halvcykel -metoden); ANSI / AAMI / ISO 11134, DIN EN 556-1, AAMI / CDV-3 ST 67.

Sterilit® oljor är registrerade som medicinskt tillbehör klass 1 i enlighet bilaga 1 MDD 93/42 / EEG CE-märkning enligt direktiv 93/42 / EEG.

