


# Värmetäcke engångs


MEDIQ



## Att förebygga hypotermi

Det finns många anledningar till att kroppstemperaturen kan sjunka mycket snabbt före och under operation såsom:

- Låg rumstemperatur i förberedelse- rum och operationssal
- Kalla sängkläder
- Förberedelse av patienten
- långa operationstider
- Infusion av icke tempererade vätskor
- Operationsområdet är öppet
- Anestesi i sig



**DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT** att värma patienten.

En konstant kroppstemperatur mellan 36° C och 37,5° C är viktig. Kroppens system tar hand om värmeregleringen, men inte när funktionen stängs av p.g.a. anestesi. Om kärntemperaturen är för låg, kan detta leda till en ökad risk för infektion. Hypotermi kan orsaka komplikationer och där med öka kostnaderna.

## Kan Sterisets täcke användas på de vanligaste värmeenheterna på marknaden? Svaret är: JA


Sterisets värmetäcke har testas med de flesta vanliga värmeenheterna utan någon felfunktion för varken enhet eller täcke. De unika mikroporerna i Sterisets täcke ger luftgenomträngning utan rester.

### Fördelar

- Mjukt PP tyg på båda sidor för en behaglig känsla
- Latexfritt
- Låg genomsläpplighet för ludd
- Starkt 2-lagers material
- Vätskeresistent











### Design

- Maximal draperings förmåga
- Kompletta sortiment av modeller
- Täckena ger jämnt luftflöde och distribution för effektiv patient uppvärmning
- Universell slang port för de vanligaste luftvärmeenheterna
- Klass I



”Anestesi kyler ner kroppen snabbt!”

## Beställningsinformation

	<b>ME-85100</b>	Helkroppstäcke	100 x 195 cm	vikt 216 g	4 x 10
	<b>ME-85120</b>	Helkroppstäcke - buköppning	195 x 180	vikt 216 g	4 x 10
	<b>ME-85150</b>	Värmetäcke tub, vuxen	217 x 91 cm	205 g	4 x 10
	<b>ME-85110</b>	Helkroppstäcke, 2 slitsar på varje sida	100 x 195 cm	195 g	4 x 10
	<b>ME-85310</b>	Överkroppstäcke - armar ut	57 x 196 cm	154 g	4 x 10
	<b>ME-85300</b>	Överkroppstäcke - armar in	94 x 124 cm	138 g	4 x 10
	<b>ME-85200</b>	Underkroppstäcke	100 x 122 cm	152 g	4 x 10
	<b>ME-85400</b>	Pediatriskt / neonataltäcke	89 x 92 cm	73 g	4 x 10
	<b>ME-85410</b>	Pediatriskt / barntäcke	136 x 99 cm	120 g	4 x 10
	<b>ME-85450</b>	Pediatriskt täcke med sidostöd	56 x 117 cm	106 g	4 x 10
	<b>ME-85600</b>	Ben-/armsocka	100 x 12		4 x 20

För mer information eller frågor:

Tel. 08-88 03 60  
[www.meteko.se](http://www.meteko.se)

På hemsidan:

- Läs mer om våra produkter
- Beställ eller ladda ner våra broschyrer



Committed to your care

Mediq Sverige AB  
Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
[www.meteko.se](http://www.meteko.se)