

CareTainer[®] 70 CE



registrerad medicinsk produkt

Ref 70



Dimensioner 180 x 135 x 22 mm (L x B x H)

Vikt / styck 12 g

Produktinformation

Vikt per kolti:	15.4 kg
Dimensioner kolti:	756 x 396 x 417 mm (L x B x H)
Antal per kolti:	1200 styck
Antal kolti/pall*:	18
Antal st/pall*:	21600 styck
Palldimensioner*:	1200 x 800 x 2,646 mm (L x B x H)

*Euro pall – för andra palltyper kan andra dimensioner gälla

Ej tryckt

Färg

vit

UDI-DI: 4260676590076

Ej legalt dokument. Förändringar kan förekomma. Vikt & mått är baserat på genomsnittlig data. Mer information kan erhållas på nedanstående hemsida.

Version (SWE)28.09.2022



Rue Pierre Clugnet
56350 Allaire
FRANCE
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

Omni-Pac Group

An der Kaje 1
26931 Elsfleth
GERMANY
Tel: +49 (0) 4404 9874-0
www.omnipacgroup.com

Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe
North Lincolnshire DN15 8SD
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1724 847 207

Fråga efter våra FSC-certifierade produkter.



Bilaga till produktblad

Medicinska produkter

Produktbeskrivning

Materialförteckning (använda material):

Pressade fiberprodukter tillverkade av återvunnet papper och nyfiber eller bara återvunnet papper med funktions- och processrelaterade additiv.

Avsedda användningsområden:

Som medicinsk engångsprodukt för användning inom medicinska områden, t.ex. på sjukhus, äldrevården, vårdboenden etc. och vid operativa ingrepp för att samla kroppsvätskor eller instrument enligt deras användningsområden och före rengöring.

Ej tillåtna användningsområden:

Varma och/eller frusna ämnen, alkoholhaltiga ämnen, värmning i mikrovågsugn eller användningsområden som kräver sterilisering. Återanvänd inte!

Lagrings- och transportförhållanden:

Rekommenderad lagringstemperatur är 15 - 30 °c och en relativ luftfuktighet på 50-60 % för dessa produkter. Om de förvaras i en icke-luftkonditionerad miljö ska de skyddas mot direkt solljus och för fuktig och för torr luft. Maximal hållbarhetstid är fem år under de angivna förhållandena.

Övrigt:

Produkterna är känsliga för mekanisk påverkan och får inte utsättas för stötar eller tryck. Produkterna måste skyddas mot fukt och fuktighet. Användning utanför avsett användningsområden är slutanvändarens ansvar.

Version (SWE)28.09.2022



Rue Pierre Clugnet
56350 Allaire
FRANCE
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

Omni-Pac Group

An der Kaje 1
26931 Elsfleth
GERMANY
Tel: +49 (0) 4404 9874-0
www.omnipacgroup.com

Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe
North Lincolnshire DN15 8SD
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1724 847 207

Fråga efter våra FSC-certifierade produkter.

