

Product Data Sheet

Glödlampa XHL #037 HEINE

REF: X-001.88.037



Tryckt: 25.4.2016

REF	Storlek	
X-001.88.037	2,5V	
		
Material:		
Egenskaper:		<p>HEINE XHL® 2,5V Glödlampa #037 är designad för användning i BETA100 Diagnostikotoskop, K100 Diagnostikotoskop, Operationsotoskop, BETA Tungspatelhållare, BETA100 VET otoskop samt äldre instrumenthuvuden som alpha+ F.O. otoskop, alpha+ tungbladållare och diverse modeller av direktlysande HEINE otoskop. Observera att 2,5V glödlampor endast skall användas i kombination med 2,5V handtag/strömkällor.</p> <p>Alla HEINE XHL® Xenon Halogen Technology glödlampor är designade för att ge idealisk färgtemperatur och belysning för det användningsområde instrumentet är avsett för. Detta säkerställer en korrekt balans mellan ljusstyrka och korrekt färgåtergivning från vävnaden och resulterar i bättre möjligheter till korrekt diagnos. Funktionaliteten i varje optiskt instrument från HEINE vilar på glödlampan i instrumentet. Inbyggda linser i glas, filament placerade med stor precision och homogen ljusprojektion är viktiga faktorer som säkerställer tillfredsställande funktion av ditt HEINE instrument. Den avancerade designen och tillverkningsprocessen förhindrar farliga implosioner.</p>
Steril produkt:		Nej
Hållbarhetstid:		
MBA/st:		1
Avdelningsförpackning/st:		
Transportlåda/st:		