

# Product Data Sheet

Glödlampa XHL #078 HEINE

REF: X-002.88.078



Tryckt: 25.4.2016

REF	Storlek	
X-002.88.078	3,5V	
		
<b>Material:</b>		
<b>Egenskaper:</b>		<p>HEINE XHL® 3,5V Glödlampa #078 är designad för användning i BETA400 F.O. otoskop, BETA200 F.O. otoskop, K180 F.O. otoskop, Lambda 100 retinometer, Fin-off transilluminator, BETA200 F.O. VET otoskop samt öppet VET otoskop. Observera att 3,5V glödlampor endast skall användas i kombination med 3,5V handtag/strömkällor.</p> <p>Funktionaliteten i varje optiskt instrument från HEINE vilar på glödlampan i instrumentet. Inbyggda linser i glaset, filament placerade med stor precision och homogen ljusprojektion är viktiga faktorer som säkerställer tillfredsställande funktion av ditt HEINE instrument.</p> <p>Alla HEINE XHL® Xenon Halogen Technology glödlampor är designade för att ge idealisk färgtemperatur och belysning för det användningsområde instrumentet är avsett för. Detta säkerställer en korrekt balans mellan ljusstyrka och korrekt färgåtergivning från vävnaden och resulterar i bättre möjligheter till korrekt diagnos. Den avancerade designen och tillverkningsprocessen förhindrar farliga implosioner.</p>
<b>Steril produkt:</b>		Nej
<b>Hållbarhetstid:</b>		
<b>MBA/st:</b>		1
<b>Avdelningsförpackning/st:</b>		
<b>Transportlåda/st:</b>		