

## Wellion® CALLA Glukos teststickor

Teststickorna är glukosspecifika biobaserade teststickor som mäter blodsockervärdet i kapillärt blod. Stickorna är känsliga för fukt och ljus, därför ska burkens lock stängas så snart det går efter öppnandet. Teststickornas storlek ger ett bra och stabilt grepp.



| Apotekets varunummer | Artikelnummer | Produkt            | Antal/fp |
|----------------------|---------------|--------------------|----------|
| 730492               | WELL915       | Glukos teststickor | 50 st    |
| 730491               | WELL910       | Glukos teststickor | 10 st    |

### Specifikationer

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Hållbarhet                     | 18 månader, se utgångsdatum på förpackningen |
| Hållbarhet, öppnad förpackning | 6 månader efter öppnandet                    |
| Testtid                        | 6 sek  |
| Blodmängd                      | 0,6 µl                                       |
| Förvaringstemperatur           | 4 - 30° C                                    |
| Kompatibel mätare              | Wellion CALLA                                |

Ände för blodprov  
eller kontrollösning



Kontaktände, sätts i  
blodsockermätaren

### Observera:

- teststickorna kan endast användas en gång
- använd inte teststicka vars utgångsdatum har passerat
- skriv datum på etiketten när burken öppnas
- förvara teststickorna på en torr och sval plats
- håll teststickorna från direkt solljus och värme
- stäng locket direkt efter att en teststicka tagits ur burken
- tvätta och torka händerna före användning

Ytterligare information finns i bruksanvisningen som medföljer varje blodsockermätare och i bipacksedeln i teststickornas förpackning.

Tillverkare: MED TRUST HANDELSGES.M.B.H., ÖSTERRIKE

MED TRUST Sweden AB • Box 30106 • 200 61 LIMHAMN • Tel.: (+46) 040-157775  
• e-post: info@medtrust.se • www.medtrust.se • www.wellion.se