

Provox® HME Cap

Provox HME Cap är en kupolformad titanring med vilken den speciella FreeHands HME-kassetten kan användas utan Provox FreeHands HME-ventilhus. Detta är praktiskt t.ex. vid användning av HME-kassett på natten eller om inga vanliga Provox HME-kassetter finns tillgängliga.

HME Cap trycks fast på en FreeHands HME-kassett och används sedan som en vanlig Provox HME-kassett. Även om HME Cap saknar klaff-/fjädermekanismens fördelaktiga funktion och sidoöppningar (som finns i vanliga Provox HME-kassetter), går det att stänga stomat manuellt för att kunna tala.



Fördelar:

- Gör det möjligt att använda den speciella FreeHands HME-kassetten utan Provox FreeHands HME-ventilhus.
- Kan hjälpa patienter som har svårigheter med att stänga en vanlig HME-kassett.

Obs! Använd inte FreeHands HME-kassetterna separat!

Provox HME Cap matt titanium	1 st	7730
Återanvändbar, osteril.		
Provox HME Cassette Adaptor	1 st	7246
Osteril, avsedd för enpatientsbruk, kokbar. Innehåller 5 st Provox XtraFlow HME kassetter (7298).		