

Provox[®] Brush ger enkel och effektiv rengöring av Provox röstventil

Tillgänglig med både kort och långt skaft, likaså med kort och långt borsthuvud för att passa ditt behov.



Provox Brush



Provox Brush XL



Provox Brush Long



Provox Brush Long XL

PROVOX® Brush

Rengör Provox röstventil enkelt och effektivt med Provox Brush. Provox Brush har blivit uppdaterad och är nu tillgänglig med både kort och långt skaft.

Skyddsspets

- Designad med rundad spets för att skydda mot oavsiktlig skada

Borthuvudet är tillgängligt i två längder

- Provox Brush och Provox Brush XL: två olika längder på borthuvud, båda med kort skaft.
- Provox Brush Long och Provox Brush XL: två olika längder på borthuvud, båda med långt skaft.

Skyddsvingar

- En skyddande funktion för att förebygga att Provox Brush hamnar i luftvägarna

Extra funktion

- Provox Brush kan användas för att sätta in Provox Plug och Provox Vega Plug.



Produktnamn	Antal	Storlek	Ref. nr
Provox Brush	6 st	4-10 mm	7204
Provox Brush XL	6 st	12-15 mm	7225
Provox Brush Long	6 st	4-10 mm	8404
Provox Brush Long XL	6 st	12-15 mm	8425

Head office:
Atos Medical AB,
Hyllie Boulevard 17,
SE-215 32 Malmö, Sweden

Tel: +46 (0) 415 198 00,
Email: info@atosmedical.com

Manufacturer:
Atos Medical AB,
Kraftgatan 8,
SE-242 35 Horby, Sweden

*Hancock K, Ward E, Lawson N, van As-Brooks CJ. A prospective, randomized comparative study of patient perceptions and preferences of two types of indwelling voice prostheses. Int J Lang Commun Disord. 2012 May-Jun;47(3):300-9

Atos

Breathing-Speaking-Living
atosmedical.com