

# BD Connecta™ Infusionskran för infusion och invasiv tryckmätning



- BD Connecta™ Infusionskranar är resultatet av en ständig strävan mot förbättringar och förebyggande hantering av potentiella risker inom infusionsbehandling
- BD Connecta™ kranvred gör det enkelt att avgöra om kranen är helt öppen eller stängd
- En viss typ av polykarbonat och en högt utvecklad produktionsteknik bidrar till ett förbättrat motstånd mot sprickor
- BD Connecta™ utan förlängningsslang och utan BD Q-syte™ kan även användas för invasiv tryckmätning
- BD Connecta™ Infusionskran finns också med integrerad BD Q-Syte™ Split septum, desinficerbart membran



| Förlängnings-slang<br>cm | Injektionsport | Kranvred<br>Färg | Fyllnadsvolym<br>ml | Flöde<br>rakt/sidoport<br>ml/min | Avd/Trpt<br>förp | Art. nr. |
|--------------------------|----------------|------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------|
| Nej                      | Nej            | Vit              | 0,22                | 490/415                          | 100/500          | 394600   |
| Nej                      | Nej            | Vit*             | 0,22                | 490/415                          | 100/500          | 394601   |
| Nej                      | Nej            | Blå              | 0,22                | 490/415                          | 100/500          | 394602   |
| Nej                      | BD Q-Syte™     | Vit              | 0,31                | 490/390                          | 50/500           | 394501   |
| Nej                      | Nej            | Röd              | 0,22                | 490/415                          | 100/500          | 394605   |
| 7                        | Ja             | Vit              | 0,80                | 350/305                          | 50/250           | 394945   |
| 10                       | Nej            | Vit              | 0,80                | 360/320                          | 50/250           | 394995   |
| 15, micro                | Nej            | Vit              | 0,30                | 86/71                            | 50/250           | 394982   |
| 30, micro                | Nej            | Vit              | 0,45                | 42/43                            | 50/250           | 394983   |
| 25                       | Nej            | Vit              | 1,50                | 305/290                          | 20/100           | 394926   |
| 25                       | Ja             | Vit              | 1,50                | 305/290                          | 20/100           | 394936   |
| 50                       | Nej            | Vit              | 2,80                | 260/245                          | 20/100           | 394951   |
| 100                      | Nej            | Vit              | 5,50                | 200/190                          | 20/100           | 394961   |
| 100                      | Ja             | Vit              | 5,50                | 200/190                          | 20/100           | 394971   |

\* med 2 färgkodifieringsproppar (röd och blå)

#### Materialinnehåll

Kranhus: Polykarbonat  
Kranvred: Polyetylen  
Övriga delar: Polypropylen, Polyetylen,  
Silikonolja  
Silikon (Kranar med injektionsport  
samt Kran med BD Q-syte™)  
Polyvinylklorid - mjukgörare: DINCH  
(kranar med förlängningsslang)

Innehåller ej DEHP, ftalater eller latex

#### Förpackningsmaterial

Papper  
Polyetylen  
Polyamid  
Kartong  
Wellpapp



**Steriliseringmetod**  
Strålsterilisering (Beta)



3 år

**CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com