



**SafeHip® Classic Unisex med mjuka skydd**  
art. nr. 60300

Höftskyddsbyxa i unisexmodell med insydda mjuka skydd. Används som vanliga underbyxor alternativt som överdragsbyxa ovanpå andra underbyxor.




**SafeHip® Classic Herr med mjuka skydd**  
art. nr. 60301

Höftskyddsbyxa i herrmodell med gylf och insydda mjuka skydd. Används som vanliga underbyxor alternativt som överdragsbyxa ovanpå andra underbyxor.

Storlek	Höftmått
X-Small*	65-85
Small	75-95
Medium	90-110
Large	100-120
X-Large	110-140

\*) Endast Unisex modell, ej Herr.

Måttagning: Höftmättet skall tas över stussen på bredaste stället, centimetermått.



Fickorna säkerställer skyddens rätta placering över lårbenhalsen för optimalt skydd.



### Indikationer:

SafeHip används för att förebygga höftfraktur hos personer som lider av benskörhet (osteoporos), som tidigare råkat ut för höftfrakturer eller annan fraktur, har svimningstendens/yrsel, falltendens eller gångbesvär. SafeHip höftskyddsbyxor är väl dokumenterade och testade i flera undersökningar. Danska studier<sup>1</sup> visar att SafeHip kan reducera antalet höftfrakturer med upp till 75%. Samtidigt känner sig användarna tryggare och mer rörliga i sin vardag.

1) Hindsö K. Lauritzen JB. Osteoporosis International 1998;8:119

### Material:

71% bomull, 25% polyester och 4% elastan.

### Tvättråd:

SafeHip höftskyddsbyxa tvättas i maskin vid 60°. Torktumla vid låg temperatur. Använd ej klorblekmedel. Byxans livslängd förlängs ifall byxan vänds ut och in vid tvätt. Använd gärna tvättpåse.

