

ApoCure[®]

Advanced Hydrogel Technology



ApoCure är ett transparent hydrogelförband som innehåller 30% vatten och 70% absorberande polymer. Detta skapar en fuktig miljö och säkrar att förbandet inte fastnar i sårbedden. Enkelt att inspektera såret utifrån.

Utsidan av ApoCure har en film, som skyddar mot bakterier och vatten utifrån. Filmen är semipermeabel och tillåter gasutbyte.

Utmärkt som hudskydd för skadad och känslig hud. Följsamt och enkelt att applicera.

ApoCure är ett primärförband och absorberar vertikalt, binder sårvätska och håller kvar vätskan inne i förbandet.

ApoCure Hydrogel kan sitta på såret i 7 dagar.

ApoCure Hydrogel fäster sig skonsamt utan att skada omkringliggande hud. Skapar en smärtfri och säker omläggning.

Studier visar att bakterier absorberas av hydrogelen. Bakterier förstörs genom osmoseffekten
Studier visar också att patienter rapporterar en högre grad av smärtlindrande effekt.

Användningsområde

ApoCure rekommenderas till sår med liten till moderat sekretion:

- Venösa sår
- Arteriella sår
- Trycksår
- Brännskador
- Diabetessår
- Hudskydd för skadad och känslig hud.

ApoCure med fixeringsfilm används på mindre sår:

- Mindre sår tå/finger
- Insticksställen / skopier
- Mindre brännskador
- Skrubbsår

Hydrogel sårförband med fixeringsfilm, duschbart



Artikelnr	Storlek	Avdfp	Ant transp.fp
021525	5x2,5 / 7,5x4,5 cm oval	50 stk	8x50 stk
021610	6x6cm / 10x10 cm	15 stk	6x15 stk

Hydrogel sårförband



Artikelnr.	Storlek	Avdfp	Ant transp.fp
021584	6,5x5 cm	15 stk	10x15 stk
021597	10x10 cm	15 stk	6x15 stk



Bilden visar hur ApoCure absorberar vätska och bakterier vertikalt. På detta sätt skadas inte den omgivande huden runt såret.

PartnerMed AB
Box 25, 452 21 Strömstad
Tlf: 0046 738 487 300

PartnerMed