

▸ BESTÄLLNINGSPERATION

CEFAR EASY

Uppsättningen inkluderar elektroder

150-1515-6 Cefar Easy, Komplet
uppsättning (SE)

Standardtillbehör

150-1260 Elektrod kabel (2st)
150-1517 Cefar Easy Användarmanual
150-1519 Cefar halsrem
150-1551 Batterier, Alk 1,5V AA (2st)

CEFAR FEMINA

Uppsättning inkluderar elektroder

150-1830 Cefar Femina, Komplet
uppsättning: (SE)

Standardtillbehör

150-1240 Set med kablar (2st)
150-1838 Cefar Femina
Användarmanual: (SE)
150-1559 Väska (svart), 2ch
150-1496 Bältesclip
150-1845 Cefar Femina Handomkopplare
150-1495 Cefar halsrem
150-1551 Batterier, Alk 1,5V AA (2st)

Valbara tillbehör

150-1570 Snabbladdare 1,2V
150-1575 Laddningsbara batterier
1800 mAh

För elektroder, vänligen se sidorna 32-35.

▸ TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CEFAR EASY

Antal kanaler: 1
Antal program: 2 förinställda program var,
för rygg och nacke
Konstant ström: Upp till en resistans av
Max 1000 Ohm/kanal
Maximal amplitud: 60 mA
Intensitetsökning: Minst 0,5 mA
Max pulsvaraktighet/Vidd: 300 μ sekunder
Max. frekvens: 80 Hz
Kraftkälla: 2x1,5V AA
Dimensioner*: 52 x 30 x 125 mm
Vikt: 130g, inklusive batteri
Elklass: Class II, Type B
Säkerhetstester: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

CEFAR FEMINA

Antal kanaler: 2
Antal program: 5 förinställda
Konstant ström: Upp till en resistans av
Max 1500 Ohm/kanal
Maximal amplitud: 60 mA
Intensitetsökning: Minst 0,5 mA
Max pulsvaraktighet/Vidd: 300 μ sekunder
Max. frekvens: 80 Hz
Kraftkälla: 2x1,5V AA
Dimensioner*: 120 x 30 x 50 mm
Vikt: 180g, inklusive batteri
Elklass: Klass II, Typ BF
Säkerhetstester: IEC 60601-1, IEC 60101-1-2

* Dimensioner är listade i L x B x H

▸ VÅGFORMER

CEFAR EASY



- Symmetrisk bifas
100% kompenserad

CEFAR FEMINA



- Symmetrisk bifasisk
100% kompenserad

▸ CEFAR® EASY & CEFAR FEMINA



▸ FUNKTIONER

Cefar Easy

Cefar Easy behandlar nack- och ryggsmärta. Behandla ländryggsmärtan enkelt och snabbt med Cefar Easy bältet. Bältet ger komfort och optimal elektrodplacering varje gång.

Teknologi

- Halsrem: Stimulatorn har en avtagbar halsrem och Bältesclip, som gör den enkel att använda hemma.
- Cefar Easy har två smärtstillande stimuleringslägen: TENS gatecontrol och avslappnande massagestimulering

Cefar Femina

Cefar Femina - För den moderna kvinnan, före, under och efter förlossningen. Vid smärtor i samband med graviditet och förlossning kan Cefar Femina ge lindring utan några biverkningar vare sig för mamman eller för barnet. Cefar Femina kan också användas vid vanliga problem som kan uppstå under och efter graviditeten, som exempelvis: trötta och svullna ben, smärtor i bäcken, rygg och nacke samt förlorad lstyrka, smidighet och spänst i bukmuskulaturen.

Teknologi

- Bakgrundsbelyst skärm: Stimulatorn har större skärm och bakgrundslyset gör det enklare att läsa, även om det omgivande ljuset är dåligt.
- Halsrem: Stimulatorn har en avtagbar halsrem och Bältesclip, som gör den enkel att använda hemma.
- Handomkopplare: Vid användning av handomkopplaren växlar amplituden mellan bas- och intensivstimulering i program 1.
- Andra fördelar: Pausfunktion, programläs, timer, knapplås och selfcheck.

