

Qufora[®] Kateterventiler

Q-flow Ventil | T-Ventil | Vridventil | Styckförpackad

Lätt att använda. Hållbar. Ergonomisk.

De sterila **Qufora[®] kateterventilerna** kan fästas på permanenta katetrar som ett alternativ till en urinpåse, vilket ger användaren mer frihet och diskretion. Alla ventilerna manövreras enkelt med en hand.

Efter en urologisk operation kan patienter fortfarande ha en permanent kateter under kortare eller längre tid. För att undvika försämring av blåsan (krympning), fästa en ventil på katetern under dagtid säkerställer normal fyllning av urinblåsan och eliminerar behovet av en urinpåse och därigenom uppnå en normal blåsfunktion och minska behovet av blåsrehabilitering.

Tömning av blåsan kan då ske med jämna mellanrum under dagtid. Under natten kan katetern fästas på en sängpåse.

PRODUKTEGENSKAPER

- ▶ Den patenterade **Q-Flow-ventilen** är enkel, ergonomisk och säker att använda med en hand - även för personer med nedsatt fingerfärdighet. När du vrider den 90° är ventilen helt öppen. Vid 180° är ventilen fortfarande helt öppen och nu placerad i ett säker position utan risk för oväntat stängning under natten. Vid båda positionerna är ett fritt flöde säkrat.
- ▶ Kan användas upp till 10 dygn.
- ▶ Kopplingen passar till alla på marknaden förekommande katetrar, benpåsar och sängpåsar.
- ▶ **Qufora[®]-kateterventiler** har en mjukt silikonslang för enkel anslutning till en urinpåse för natten, vilket minskar risken för infektion vid byte av påse. Slanglängd 5 cm.
- ▶ Konnektlock minimerar risken för kontaminering vid hantering av ventilen.
- ▶ **Qufora[®]-kateterventiler** är enkel, ergonomisk och säker att använda med en hand - även för personer med nedsatt fingerfärdighet.

QUFORA[®] Q-FLOW VENTIL



REF	Beskrivning	Antal AVDFP	Antal TRFPF
21104201	Q-Flow ventil med 5 cm mjukt silikonslang	30	300

QUFORA[®] T-VENTIL



REF	Beskrivning	Antal AVDFP	Antal TRFPF
21104101	T-ventil med 5 cm mjukt silikonslang	30	300

QUFORA[®] VRIDVENTIL



REF	Beskrivning	Antal AVDFP	Antal TRFPF
21104301	Vridventil med 5 cm mjukt silikonslang	30	300

Importör

Qufora A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92
info@qufora.com
www.qufora.com

Distributör

ONEMED

OneMed Sverige AB
Västra Varvsgatan 19

211 77 Malmö
E-post: kundservice@onemed.com

Qufora[®] Kateterventiler

Q-flow Ventil | T-Ventil | Vridventil | Styckförpackad

Produktbeskrivning

MATERIAL

- Q-Flow Ventil LLDPE/POM
- T-Ventil HDPP/PP
- Vridventil ABS/PE
- Konnektorlock PE
- Slang Silikon

Qufora[®] Kateterventiler är engångsprodukter. **Allt material är 100% latex- och DEHP-fri.**

FÖRPACKNING (STERIL)

- Styckförpackning HDPE & PE/PET
- Avdelningsförpackning Kartong
- Transportförpackning Korrugerad kartong
- Bruksanvisning En (1) per avdelningsförpackning
- Hållbarhet Fem (5) år

FÖRVARING

Förvaras torrt vid temperaturer mellan 0°C och 35°C; skyddad från direkt solljus; luftfuktighetsnivå max 80% , får ej utsättas för hårt tryck.

PRODUKTKLASSIFICERING

Medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR 2017/745 Klass I steril (Is)

STERILISERING

Gassteriliserad med etylenoxid (EtO)

TILLÄMPLIGA STANDARDER

- ISO 13485 Quality Management System
- GMDN 31975

Importör

Qufora A/S
Gydevang 28-30
DK-3450 Allerød
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92
info@qufora.com
www.qufora.com

Distributör

ONEMED

OneMed Sverige AB
Västra Varvsgatan 19

211 77 Malmö
E-post: kundservice@onemed.com