

# Qufora<sup>®</sup> Urinpåsar | Ej tömbar

Sängpåsar

Hygienisk. Enkel att använda.

**Qufora<sup>®</sup> Ej tömbara Urinpåsar** kan fästas antingen till en urinkateter eller en urindroppssamlare. Är utformade för att ge extra dräneringskapacitet under natten eller för personer som är permanent sängliggande.

## PRODUKTEGENSKAPER

- ▶ Qufora<sup>®</sup> sängpåsar har en **universalkoppling**. Detta gör det exempelvis enkelt att koppla en urinkateter eller urindroppssamlare till påsen. **Skyddslocket** förhindrar kontaminering innan du ansluter slangen till katetern eller urindroppssamlare. Dessutom förhindrar locket urin från att rinna från inloppsröret under bytet av påsen.
- ▶ Den stabila och **flexibla kopplingslangen** ger ett säkert dränage och urinpåsen kan placeras under blåsans nivå.
- ▶ **Backventilen** förhindrar att urin från slangen rinner tillbaka, på så sätt förebyggs risken för infektion.
- ▶ Qufora<sup>®</sup> Ej tömbara urinpåsar kan öppnas genom att riva upp påsen i det övre vänstra hörnet (där "TEAR" är präglet i filmen).
- ▶ Framsidan har en **skala** för snabb uppskattning av urinvolymen.
- ▶ Qufora<sup>®</sup> sängpåsar har **hål** för Qufora<sup>®</sup> urinpåshängare.
- ▶ Användning: Upp till 7 dagar.
- ▶ Påse med transparent framsida och vit baksida.



Rivmarkering "TEAR" för öppning av påsen

## QUFORA<sup>®</sup> URINPÅSAR, SÄNGPÅSAR - EJ TÖMBAR - OSTERIL - RIVMARKERING

REF	Volym - ml	Slang - cm	Styckförpackad	Antal AVDFP	Antal TRFPF
13303802	750	10	Ja	25	100
13703412	1500	110	Ja	25	100
13703413	1500	110	Nej	25	100
13703802	1500	10	Ja	25	100
13703902	1500	35	Ja	25	100
13803112	2000	90	Ja	25	100
13803412	2000	110	Ja	25	100

### Importör

Qufora A/S  
 Gydevang 28-30  
 DK-3450 Allerød  
 Denmark

Tel: +45 88 30 05 92  
 info@qufora.com  
 www.qufora.com

### Distributör

**ONEMED**

OneMed Sverige AB  
 Västra Varvsgatan 19

211 77 Malmö  
 E-post: kundservice@onemed.com

# Qufora® Urinpåsar | Ej tömbar

Sängpåsar

## Produktbeskrivning

### MATERIAL

- Påse PVC (mjukgörare: DOTP/DEHT)
- Slang PVC (mjukgörare: DOTP/DEHT)
- Konnektor PVC
- Konnektorlock PE
- Backventil PVC

Qufora® Urinpåsar är engångsprodukter. **Allt material är 100% latex- och DEHP-fri.**

### FÖRPACKNING

- Styckförpackning påse LDPE
- Avdelningsförpackning påse LDPE
- Transportförpackning låda Korrugerad kartong
- Bruksanvisning En (1) per avdelningsförpackning
- Hållbarhet Fem (5) år

### Förvaring

Förvaras torrt vid temperaturer mellan 0°C och 35°C; skyddad från direkt solljus; luftfuktighetsnivå max 80% , får ej utsättas för hårt tryck.

### PRODUKTKLASSIFICERING

- Medicinteknisk produkt enligt det medicintekniska direktivet, MDR 2017/745 Klass I

### TILLÄMPLIGA STANDARDER

- ISO 13485 Quality Management System
- ISO 8669-2 Urine collection bags - Part 2: Requirements and test methods
- GMDN 58918

#### Importör

Qufora A/S  
Gydevang 28-30  
DK-3450 Allerød  
Denmark

Tel: +45 88 30 05 92  
info@qufora.com  
www.qufora.com

#### Distributör

**ONEMED**

OneMed Sverige AB  
Västra Varvsgatan 19

211 77 Malmö  
E-post: kundservice@onemed.com

MBH | **qufora®**

Qufora® is a registered trademark of Qufora A/S. All rights reserved Qufora A/S, 3450 Allerød, Denmark.

231003\_SE