

Injekt Omnifix[®]

2- och 3-komponentsprutor för engångsbruk



Standard, fingerade och sprutor med kateterfättning för manuellt bruk.

Produktprogram 1 ml till 100 ml.

Injekt 2 ml - 20 ml, luer- och luerlockfattning

2-komponentsprutor "för miljöns skull"



Grön kolv

- underlättar avläsningen av uppdragen mängd

Svart gradering

- för ideal kontrast vid avläsning

Jämnt glidande kolv


- latexfri
- fri från silikon
- med standard luerfattning eller med centrerad luerlockfattning, speciellt vid cytostatika-användning
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PE



Högtransparent cylinder

- underlättar kontroll av sprutans innehåll

Injekt 1 ml med luerfattning 2-komponentspruta, fingraderad



Injekt-F

- kolven fyller ut luerkonan, vilket reducerar restvolymen och minskar onödiga dosförluster

Injekt-H

för heparin 10,000 I.U./1 ml
för heparin 25,000 I.U./1 ml

- speciell gradering för heparin koncentrationer på 10,000 och 25,000 I.U. gör omräkning av doseringsmängderna överflöd



Utökad skala

- möjliggör avläsning av uppdragen mängd även vid större delvolym

| nominell volym | kan användas upp till |
|----------------|-----------------------|
| 2 ml | 3 ml |
| 5 ml | 6 ml |
| 10 ml | 12 ml |
| 20 ml | 24 ml |

Omnifix® 3 ml- 50 ml, med luer- och luerlockfattning

3-komponents standardsprutor "med optimala glidegenskaper"



Kolv med dubbel tätning-ring

- för noggrann injicering
- kolvstopp som förhindrar att kolven oavsiktligt dras ur cylindern
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PP
- tätning av naturgummi

Latexfri



Standard luerfattning


- 3 ml centrerad, 5-50 ml excentrisk luerfattning



Färgkodade avdelningsförpackningar

- för snabb bestämning av storleken
 - 3 ml blå
 - 5 ml röd
 - 10 ml orange
 - 20 ml grön
 - 30 ml gul
- 100 st sprutor per förpackning

Omnifix® 1 ml med luerfattning Fingraderade 3-komponentsprutor



Omnifix®-F

- exakt dosering vid små volymer

Omnifix®-H

för heparin 10,000 I.U./1 ml
för heparin 25,000 I.U./1 ml

- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PS
- tätning av naturgummi

- produktprogram

Solo - utan kanyl

Duo - med bipackad kanyl

Plus - med monterad kanyl

Omnifix® 50 ml-100 ml, catheter fitting 3-komponents högvolumsprutor



- för sondmatning och spolning
- med centrerad kateterfattning
- med luer-adapter
- cylindermaterial av PP
- kolvmaterial av PP
- tätning av naturgummi

Produktmodeller

Sprutor för engångsbruk enligt ISO 7886-1, EO-steriliserade

| Injekt | Graderingsintervall | Kona | Luer | | Luerlock | | Minsta ordervolym (st) |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|
| | | | Art.nr. | Art.nr. | Kona | Art.nr. | |
| 1 ml Injekt-F Solo | 0.01 ml | centrerad | 916 6017 V | | | | 1800 (18 × 100) |
| 1 ml Injekt-H 10 000 I.U. Solo | 0.02 ml/200 I.U. | centrerad | 916 6106 V | | | | 1800 (18 × 100) |
| 1 ml Injekt-H 25 000 I.U. Solo | 0.02 ml/500 I.U. | centrerad | 916 6254 V | | | | 1800 (18 × 100) |
| | | | Luer | | Luerlock | | |
| | | Kona | Art.nr. | Art.nr. | Kona | Art.nr. | |
| 2 ml Injekt (3 ml) Solo | 0.1 ml | centrerad | 460 6027 V | | centrerad | 460 6701 V | 2500 (25 × 100) |
| 5 ml Injekt (6 ml) Solo | 0.2 ml | excentrisk | 460 6051 V | | centrerad | 460 6710 V | 2000 (20 × 100) |
| 10 ml Injekt (12 ml) Solo | 0.5 ml | excentrisk | 460 6108 V | | centrerad | 460 6728 V | 1200 (12 × 100) |
| 20 ml Injekt (24 ml) Solo | 1.0 ml | excentrisk | 460 6205 V | | centrerad | 460 6736 V | 800 (8 × 100) |
| med kanyl: | | | Luer | | Sterican* kanyl*) | | |
| | | Kona | Art.nr. | Art.nr. | strl/mm | Gauge | |
| 1 ml Injekt-F Duo | 0.01 ml | centrerad | 916 6033 V | | - /0.50 × 16 | 25 G × 5/8" | 1800 (18 × 100) |
| 2 ml Injekt (3 ml) Duo | 0.1 ml | centrerad | 464 5022 V | | 14/0.60 × 30 | 23 G × 1 1/4" | 2500 (25 × 100) |
| 5 ml Injekt (6 ml) Duo | 0.2 ml | excentrisk | 464 5057 V | | 12/0.70 × 30 | 22 G × 1 1/4" | 2000 (20 × 100) |
| 10 ml Injekt (12 ml) Duo | 0.5 ml | excentrisk | 464 5103 V | | 2/0.80 × 40 | 21 G × 1 1/2" | 1200 (12 × 100) |
| 20 ml Injekt (24 ml) Duo | 1.0 ml | excentrisk | 464 5200 V | | 2/0.80 × 40 | 21 G × 1 1/2" | 800 (8 × 100) |

| Omnifix® | Graderingsintervall | Kona | Luer | | Luerlock | | Minsta ordervolym (st) |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|---------|-------------------|---------------|------------------------|
| | | | Art.nr. | Art.nr. | Kona | Art.nr. | |
| 1 ml Omnifix®-F Solo | 0.01 ml | centrerad | 916 1406 V | | | | 1800 (18 × 100) |
| 1 ml Omnifix®-H 10 000 I.U. Solo | 0.02 ml/200 I.U. | centrerad | 916 2909 V | | | | 1800 (18 × 100) |
| 1 ml Omnifix®-H 25 000 I.U. Solo | 0.02 ml/500 I.U. | centrerad | 916 2607 V | | | | 1800 (18 × 100) |
| | | | Luer | | Luerlock | | |
| | | Kona | Art.nr. | Art.nr. | Kona | Art.nr. | |
| 3 ml Omnifix Solo | 0.1 ml | centrerad | 461 6025 V | | centrerad | 461 7022 V | 2500 (25 × 100) |
| 5 ml Omnifix Solo | 0.2 ml | excentrisk | 461 6057 V | | centrerad | 461 7053 V | 2000 (20 × 100) |
| 10 ml Omnifix Solo | 0.5 ml | excentrisk | 461 6103 V | | centrerad | 461 7100 V | 1200 (12 × 100) |
| 20 ml Omnifix Solo | 1.0 ml | excentrisk | 461 6200 V | | centrerad | 461 7207 V | 800 (8 × 100) |
| 30 ml Omnifix Solo | 1.0 ml | excentrisk | 461 6308 F | | centrerad | 461 7304 F | 600 (6 × 100) |
| 50 ml Omnifix (60 ml) Solo | 1.0 ml | excentrisk | 461 6502 F | | centrerad | 461 7509 F | 100 (1 × 100) |
| med kanyl: | | | Luer | | Sterican* kanyl*) | | |
| | | Kona | Art.nr. | Art.nr. | strl/mm | Gauge | |
| 1 ml Omnifix -F Duo | 0.01 ml | centrerad | 916 1465 V | | - /0.50 16 | 25 G × 5/8" | 1800 (18 × 100) |
| 3 ml Omnifix Duo | 0.1 ml | centrerad | 464 3100 V | | 14/0.60 30 | 23 G × 1 1/4" | ** (25 × 100) |
| 5 ml Omnifix Duo | 0.2 ml | excentrisk | 464 3119 V | | 12/0.70 30 | 22 G × 1 1/4" | ** (20 × 100) |
| 10 ml Omnifix Duo | 0.5 ml | excentrisk | 464 3127 V | | 2/0.80 40 | 21 G × 1 1/2" | ** (12 × 100) |
| 20 ml Omnifix Duo | 1.0 ml | excentrisk | 464 3135 V | | 2/0.80 40 | 21 G × 1 1/2" | ** (8 × 100) |
| | | | | | Kateterfättning | | |
| | | | | | Kona | Art.nr. | |
| 50 ml Omnifix (60 ml) Solo | 1.0 ml | | | | centrerad | 461 0067 F | 100 (1 × 100) |
| 50 ml Omnifix (60 ml) Solo | 1.0 ml | med lueradapter och aspirationsgrepp | | | centrerad | 461 3554 F | 100 (1 × 100) |
| 100 ml Omnifix Solo | 2.0 ml | med lueradapter och aspirationsgrepp | | | centrerad | 461 4003 F | 100 (1 × 100) |

*) Ytterliggare sprut- och kanylkombinationer på förfrågan.

**) Vid förfrågan.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B. Braun Medical AB

Box 110
Svärdvägen 21
182 12 Danderyd

Tel 08-634 34 00
Fax 08-634 34 34