

Produktdatablad

Skyddsglasögon


FlipEase® Skyddsglasögon
REF 9300FE50



Page 1 (2)

Version: 09.09.2013, rev1

Printed: 15.11.2013

REF	Storlek	
9300FE50	En storlek, passar alla	
Bågen finns i följande färger: röd, blå, gul, grön		
CE0434		
[NATURAL LATEX FREE]		
Material:		
Båge		Polypropylen
Visir		Polyester
REACH föreskrifter:		Produkten som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).
Egenskaper:		Skyddsglasögon för engångsbruk av optisk kvalitet ger ett förstklassigt skydd från stänk och nedsölning vilket skyddar ögonen från blodburna patogener och annan potentiell smitta. <ul style="list-style-type: none">• Klara att använda direkt, ingen montering, så du kan spara tid och undvika irritation• Kan användas tillsammans med munskydd, operationsmössa och vanliga glasögon.• Gjorda i ett lätt material vilket gör dem bekväma att använda
Antal per förpackning:		25 st/förpackning, 2 förpackningar (=50 st)/transportlåda

Distributed by:

OneMed Sverige AB
Adress:
Postal Address: P.O. Box
SE

Tel.
www.onemed.se

Produktdatablad

Skyddsglasögon

FlipEase® Skyddsglasögon
REF 9300FE50



Page 2 (2)

Version: 09.09.2013, rev1

Printed: 15.11.2013

MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportlåda
Dispenserförpackning:	Cellulosa
Transportlåda:	Cellulosa, mått: 235 x 121 x 194 mm
I enlighet med legala krav för:	I enlighet med EU standard 89/686/EEC, direktiv gällande personlig skyddsutrustning
Produktkrav:	I enlighet med EU standard EN 166, kategori 3. "Ögonskydd - Fordringar och specifikationer".
Kvalitetskrav:	Produkten är tillverkad i enlighet med ISO 13485
Etikettinformation:	I enlighet med EN 980, ISO 15223-1 och EN 1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Följ lokala föreskrifter
Risk vid återanvändning	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

Distributed by:

OneMed Sverige AB
Adress:
Postal Address: P.O. Box
SE

Tel.
www.onemed.se