

**AB36++ COUVELAIRE kateter
i semi-rigid latex****Tillverkare**

COLOPLAST A/S

Distributör

COLOPLAST A/S

CE-klass

IIb (regel 5)

SteriliseringSteril; engångsbruk
Steriliserad med etylenoxid (EO)**Indikationer**Dränage av urinblåsa.
Irrigation och dränering efter operation.
Efter prostata operation: hemostas av prostata
området.
Kvarliggande i upp till 7 dagar.**Kontraindikationer**Samma som för uretral kateterisering och allmänt
kända allergiska reaktioner på grund ut av
material (t. ex latex) eller sterilisering (speciellt
etylenoxid och derivater). **WARNING:** Dessa
produkter innehåller naturligt latex vilket kan
orsaka allergiska reaktioner.*Bruksanvisning 2SH2115***Förpackning****Bruksenhet** 1 kateter i dubbla påsar**Orderenhet** 5 stycken per kartong
Kartongstorlek:90x40x550
(mm)**Referenser**

CH/FR	Färgkod	Artikelnr
16	Orange	AB3616
18	Röd	AB3618
20	Gul	AB3620
22	Lila	AB3622
24	Blå	AB3624

BeskrivningLängd (cm) : 42
Distal spets: rak, whistle tip
Proximalt : connector, spiralförstärkt, ring och
färgad ventil
Lumen: 3, en för dränage, en för irrigation och en
för ballongen
Dränageögon : två motsatta och förskjutna ögon
Ballong (ml) : 30-50**Material:** Semi-rigid latex**Hållbarhet**

5 år i obruten förpackning

Miljöfakta

Förpackning: Allt material är återvinningsbart, sortera och lämna på närmaste återvinningsstation. Vi är anslutna till Svensk Förpackningsinsamling/REPA.
Produkt: Vi rekommenderar att produkten går till sopförbränning med energitvinnning.Ostomy Care
Urology & Continence Care
Wound & Skin CareColoplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt.
Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter, utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov.
Vi kallar detta intim sjukvård.Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012.
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.Coloplast AB
Box 10171
434 22 Kungsbacka
www.coloplast.se