

BD Plastipak™ 1 ml, 3-komponent spruta




Sprutor med fast kanyl

Sprutor med fast kanyl har minimal restvolym mellan kanyl och spruta, vilket ger följande fördelar:

- Mindre risk för att luftbubblor bildas.
- Ingen risk att kanylen lossnar från sprutan.
- Högre säkerhet vid administration.

Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har. Dessutom erbjuder produkten förenklad injektion genom minskat antal handhavandemoment.



Sprutor utan kanyl

| Storlek ml | Gradering ml | Fattning/ Placering | Avd/Trpt förp. | Art.nr. |
|------------|--------------|------------------------|----------------|---------|
| 1 | 0,01 | Luer/Centrerad | 120/960 | 303172 |
| 1 | 0,01 | Luer-Lok™/Centrerad | 100/800 | 309628 |

Sprutor med löstagbar kanyl

| Storlek ml | Gradering ml | Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum | Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm | Kanyl Färgkod | Slipvinkel | Avd/Trpt förp. | Art.nr. |
|------------|--------------|---|--|------------------|------------|-------------------|---------|
| 1 | 0,01 | 26 x 3/8 | 0,45 x 10 | Brun | Kort | 120/960 | 303176 |
| 1 | 0,01 | 25 x 5/8 | 0,50 x 16 | Orange | Kort | 120/960 | 303175 |

Sprutor med fast kanyl

| Storlek ml | Gradering ml | Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum | Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm | Slipvinkel | Avd/Trpt förp. | Art.nr. |
|------------|--------------|---|--|-------------|-------------------------|---------|
| 1 | 0,01 | 27 x 3/8 | 0,40 x 10 | Intradermal | 100 (10 påsar à 10 st*) | 305502 |
| 1 | 0,01 | 26 x 1/2 | 0,45 x 13 | Normal | 100 (10 påsar à 10 st*) | 305501 |

* sterila i oöppnad 10 styck-förpackning

Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)
Ytbehandling: Silikonolja
1 ml Luer-Lok™ (309628) är tillverkad av polykarbonat och polypropylen
Kanyl: Ansats och kanylskydd: Polypropylen
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)
Lim: Epoxy resin
Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

Förpackningsmaterial

Papper
Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)
Wellpapp



Steriliseringmetod
Etylenoxid
(sprutor med luerfattning/sprutor med löstagbar kanyl)
Strålsterilisering (sprutor med Luer-Lok™ fattning/sprutor med fast kanyl)



5 år

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC
(Spruta utan kanyl: Klass I)
(Spruta med kanyl: Klass IIa)



Helping all people
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems
Box 47204
100 74 STOCKHOLM
Tel: 08 - 77 55 100
www.bd.com