


# BD Emerald™ 2, 3, 5, 10 ml 3-komponent spruta



- Kombinerar optimal funktion och minskad miljöpåverkan.
- Minimerar mängden avfall - BD Emerald innehåller upp till 30% mindre material än andra sprutor\*.
- Glasklar plast för kontroll av innehåll.
- Grönfärgad kolvstopp och graverat skaltryck för exakt och säker dosering.
- Robust kolvstopp förhindrar att kolvstången oavsiktligt åker ut.
- Kolvstång utformad för stabilt och bekvämt grepp under användning.
- Tumgrepp med struktur för säkert grepp under administrering.
- BD Emerald tillverkas i en produktionsanläggning som drivs av förnybar energi.



## Sprutor utan kanyl

Produktbeskrivning	Fattning/Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
2ml spruta	Luer/Centrerad	0,1	100/3000	307727
3ml spruta	Luer/Centrerad	0,1	100/2400	302986
5ml spruta	Luer/Centrerad	0,2	100/2000	307731
10ml spruta	Luer/Centrerad	0,2	100/1200	307736

## Sprutor med löstagbar kanyl

Produktbeskrivning	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Gradering ml	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art. nr.
2 ml spruta med kanyl	22G 1 ¼"	0,7 x 30	0,1	Svart	100/2000	307728
2 ml spruta med kanyl	23G 1"	0,6 x 25	0,1	Blå	100/2000	307740
2 ml spruta med kanyl	23G 1 ¼"	0,6 x 30	0,1	Blå	100/2000	307741
5 ml spruta med kanyl	21G 1 ½"	0,8 x 40	0,2	Grön	100/1500	307732
5 ml spruta med kanyl	22G 1 ¼"	0,7 x 30	0,2	Svart	100/1500	307733
5 ml spruta med kanyl	23G 1 ¼"	0,6 x 30	0,2	Blå	100/1500	307735
10 ml spruta med kanyl	21G 1 ½"	0,8 x 40	0,2	Grön	100/900	307737
10 ml spruta med kanyl	22G 1 ¼"	0,7 x 30	0,2	Svart	100/900	307738

### Materialinnehåll:

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: latexfri, termoplast (TPE), elastomer (TPE)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Kanyl: Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling kanyl: Silikonolja

### Förpackningsmaterial:

Transparent plastfilm (polyeten/polyamide), Wellpapp



### Steriliseringmetod:

Etylenoxid



5 års hållbarhet

CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 32054  
126 11 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com

\*Data on file. Based on comparison with leading syringe brands worldwide. BD 4/11 - 0840