

Lectro Derm

Kapillärprovtagningsdyna



Art.nr: 04-007

Förpackning: 10x1st

Transportkartong: 20x10st

EAN kod: 7391133000696

Storlek: 6x9cm

CE

Innehållsdeklaration:

Natriumacetat, vatten.

Vid hudkontakt:

Skölj av med ljummet vatten.

Ej giftigt, ej frätande.

Innan användning: Läs informationen "Riskfri hantering". Finns också att ladda ner på vår hemsida: www.viroderm.se

L D Kapillärprovtagningsdyna

En liten och smidig värmedyna att värma fingertoppen med inför provtagning.

Dynans värme skapar ett bra blodflöde som gör att man inte behöver pressa fram blodet. På så vis blir provtagningen behagligare för patienten, och risken att vävnadsvätska ska följa med blodet elimineras. Det senare säkerställer att provsvaren blir korrekta.

Expertis rekommenderar värme även under sommartid vid kapillära provtagningar.

Värmen har också en lugnande effekt på stickrädda patienter. Dynan kan återladdas 100-tals gånger.

Dynan aktiveras genom att man trycker på knappen inne i dynan som sedan alstrar upp till ca 54 graders värme.

Vi rekommenderar att värmedynan placeras i vår skyddspåse (artikel Viro006) eftersom det säkerställer att dynan inte uppfattas för varm av småbarn eller av andra personer som inte själva kan avgöra hur de reagerar på värmen från dynan.

Tillverkas av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA

Telefon: 08- 37 37 12 Telefax: 08-87 29 05 e-post: info@viroderm.se
För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: www.viroderm.se

2013-11