

# Arrow EZ-IO

## Träningsprodukter

Kontinuerlig träning vid intraossiös nålsättning är viktig, det ska kännas tryggt och säkert när du använder dig av våra produkter.

För att säkerställa detta behövs återkommande övning och träning.

Till er hjälp finns en träningsborr, träningsnålar och träningsben.

### Download Arrow EZ-IO System app

Glöm inte att ladda ner EZ-IO app, där finns: instruktionsfilmer, senaste riktlinjer mm.

På så vi är ni alltid uppdaterade med senaste nytt.




### Riktlinjer för intraossiös infart

Vikten av en snabb venacces innebär, att du i ett tidigt skede ska överväga intraossiös nålsättning:

Vuxen efter 2 försök eller inom 90 sek.  
Barn inom 60 sek.

- Träningsborrens livslängd är beroende av flera olika parametrar. Generellt är det 10 år eller ca 500 borrningar som gäller.
- Rengör, torka av enligt era riktlinjer, ytdesinfektion eller 70 % sprit.



### Träningsborr

V9059	EZ-IO Träningsborr
V9059/ training kit	Träningskit: EZ-IO Träningsborr, 2 valfria nålar, 1 valfritt ben och 5 st. stabilizer



### Nål

V9021	Träningsnål 15 mm
V9017	Träningsnål 25 mm
V9078	Träningsnål 45 mm



### Ben och stabilizer

 1125-29-1 Tibia. Vuxen. Proximal	 1126-110 Tibia. Vuxen. Distal	 1117-5-1 Tibia. Pediatric
 1167-2 Tibia. Infant	 1051-16-1 Humerus. Vuxen. Proximal	 V9066-5 Stabilizer