

## Skyddspåsar till Lectro Derm värmedynor

Våra skyddspåsar är speciellt framtagna för en säkrare användning av våra Lectro Derm värmedynor, artikel 04-003 Värmedyna 19x29cm, 04-006 Provtagningsdyna och 04-007 Kapillärprovtagningsdyna.

Syftet med den skyddande påsen är att undvika att patienten ska bränna sig vid användandet av värmedynan. Det gäller främst små barn och äldre som inte själva kan bedöma värmen från dynan.



Material: Polyeten

**Art.nr: Viro 001** Skyddspåse till 04-006 **Provtagningsdyna**

Mått: 10,5x15cm, Beställningspunkt: 1x50st Transportkartong: 10x50st

EAN: 7391133001006

**Art.nr: Viro 004** Skyddspåse till 04-003 **Värmedyna 19x29cm**

Mått: 20x30cm, Beställningspunkt: 1x50st Transportkartong: 8x50st

EAN: 7391133004007

**Art.nr: Viro 006** Skyddspåse till 04-007 **Kapillärprovtagningsdyna**

Mått: 6x9cm, Beställningspunkt: 1x50st Transportkartong: 10x50st

EAN: 7391133000733

**Marknadsförs av: Handelshuset Viroderm AB, Fabriksvägen 5, 171 48 SOLNA**

**Telefon: 08- 37 37 12 Telefax: 08-87 29 05 e-post: [info@viroderm.se](mailto:info@viroderm.se)**

För ytterligare information om företaget och alla våra övriga produkter, besök: [www.viroderm.se](http://www.viroderm.se) dec-13