

Artikelnummer Z98223CE

Handelsnamn DIAQUICK Strep A Kasset

## MSDS (Säkerhetsdatablad)

I enlighet med REACH-förordningen (EG) nr 1097/2006, bilaga II

Datum: 12/2007

### 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

#### Namnet på ämnet/beredningen

**Handelsnamn:** DIAQUICK Strep A kasset**Referensnr:** Z98223CE**Användning av ämnet/beredningen:** In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt. Endast för professionellt bruk.

#### Namnet på bolaget/företaget:

DIALAB GmbH

IZ NÖ-SÜD

Hondastrasse, Objekt M55

A-2351 Wiener Neudorf, Österrike

Tel: -43-2236-660910-0

Fax: -43-2236-660910-30

E-post: office@dialab.at

**Ytterligare information kan inhämtas från:** www.dialab.at

#### Telefonnummer i nödsituationer:

Das Wiener Allgemeine Krankenhaus, Vergiftungsinformationszentrale (Giftinformationscentralen vid Wiens allmänna sjukhus) 43-1-4064343

Internationellt nummer till ChemTel Inc.: + (0)1-813-248-0585

### 2. Farliga egenskaper

#### Farobeteckning:

Xi. Irriterande.

#### Information om särskilda risker för människa och miljö:

R36 Irriterar ögonen.

#### Klassificeringssystem:

Klassificeringen motsvarar aktuella EU-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med företagsuppgifter.

#### Klassificering enligt OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.

Som artikel är kassetten undantagen OSHA:s Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200.

### 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

#### Kemisk karakterisering

#### Beskrivning:

In vitro-diagnostisk medicinteknisk produkt. Teststicka som är indränkt med torra kemiska/biokemiska reagenter.

#### Farliga ingredienser:

Ingrediens	CAS-nr	EINECS-nr	Klassificering	Koncentration
Tris(hydroximetyl)aminometan	77-86-1	201-064-4	Xi, R36/37/38	5–10 %
Natriumkarbonat	497-19-8	207-838-8	Xi, R 36	5–10 %
Na <sub>4</sub> EDTA	64-02-8	200-573-9	Xn, R22-41	2–5 %

#### Ytterligare information:

Varje testkasset är förpackad i en foliepåse.

De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av avsnitt 16.

### 4. Åtgärder vid första hjälpen

#### Allmän information:

Följande åtgärder vid första hjälpen är endast relevanta i händelse av allvarlig felanvändning, där teststickan monteras isär och det förekommer exponering för kemikalier i teststickan.

Artikelnummer Z98223CE

Handelsnamn DIAQUICK Strep A Kasset

**Kontakt med huden:**

Tvätta med tvål och vatten och skölj noga. Kontakta läkare om irritation kvarstår.

**Kontakt med ögonen:**

Spola omedelbart ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Sök läkarvård.

**Vid förtäring:**

Uppsök läkare om torkmedel eller andra ingredienser har svalts.

**5. Brandbekämpningsåtgärder****Lämpliga släckmedel:**

CO<sub>2</sub>-pulver eller vattendimma. Större bränder ska bekämpas med vattendimma eller alkoholresistent skum.

Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

**Särskilda risker som orsakas av ämnet eller beredningen i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand:**

Vid brand kan följande frisättas: Giftiga gaser och ångor, koloxider (CO<sub>x</sub>), kväveoxider (NO<sub>x</sub>).

**Skyddsutrustning:**

Använd hel skyddsdräkt och sluten andningsapparat vid släckning av bränder.

**Ytterligare information:**

Testkassetten innehåller brännbart material.

**6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****Personliga skyddsåtgärder:**

Se avsnitt 8 för skyddsåtgärder vid hantering av spill.

**Miljöskyddsåtgärder:**

Undvik utsläpp i miljön.

**Förfarande vid rengöring/upsamling:**

Samla upp materialet och kassera det som avfall enligt avsnitt 13.

**7. Hantering och lagring****Information för säker hantering:**

Förvaras oåtkomligt för barn.

**Lagring:**

Förvaras i originalförpackningen vid 2–30 °C.

**Krav på lagringsutrymmen och behållare:**

Inga speciella krav.

**8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd****Ingredienser med yrkeshygieniska gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:**

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med kritiska gränsvärden som måste övervakas på arbetsplatsen.

**Ytterligare information:**

Listorna som var giltiga vid framställningen av detta säkerhetsdatablad har använts som bas.

**Personlig skyddsutrustning:****Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Prover ska hanteras som potentiellt smittsamt material. Se EU-direktiv 2000/54EC eller OSHA 29 CFR 1910.1030 för information om hantering av biologiskt riskmaterial.

Tvätta händerna före raster och efter arbetet. Rengör arbetsområden med hypoklorit eller andra desinfektionsmedel.

**Andningsskydd:**

Krävs inte.

**Handskydd:**

Engångshandskar (vid hantering av prover)

**Handskmaterial:** Latex/naturgummi.

**Genomträngningstid för handskmaterial:** Handskarnas resistens är inte av avgörande betydelse eftersom de endast är avsedda att skydda mot provtagningsmaterialet.

**Ögonskydd:**

Krävs inte.

Artikelnummer Z98223CE

Handelsnamn DIAQUICK Strep A Kasset

**Kroppsskydd:**  
Laboratorierock

## 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

### Allmän information

**Form:** Testkassetten är en produkt som innehåller fasta komponenter.

**Utseende:** Laminerad teststicka, omgivet av en plastkasset.

**Lukt:** Luktfri

**Flampunkt:** Ej tillämpligt.

**Självantändbarhet:** Produkten är ej självantändande.

**Explosionsfara:** Produkten utgör inte någon explosionsfara.

## 10. Stabilitet och reaktivitet

**Stabilitet:** Produkten är stabil om de rekommenderade lagringsförhållandena efterlevs.

**Material som ska undvikas:** Inga.

**Farliga reaktioner:** Inga farliga reaktioner är kända.

**Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderdelningsprodukter är kända.

## 11. Toxikologisk information

### Akut toxicitet:

Kvantitativa data om produktens toxicitet saknas.

### Primära effekter:

**Kontakt med huden:** Kontakt med de kemikalier som är impregnerade i teststickan kan orsaka mild irritation.

**Kontakt med ögonen:** Irritation efter kontakt med de kemikalier som är impregnerade i teststickan.

**Sensibilisering:** Ingen sensibiliserande effekt är känd.

## 12. Ekologisk information

### Miljötoxicitet:

Kvantitativa data om produktens toxicitet saknas.

### Persistens och nedbrytbarhet:

Testkassetterna innehåller plast och andra komponenter som inte är lätt nedbrytbara.

## 13. Avfallshantering

### Produkt:

Begagnade teststickor och annat förorenat material ska kasseras som biologiskt riskavfall.

För att säkerställa att avfallsförordningar och andra lagar i det berörda landet efterlevs rekommenderar vi att du kontaktar relevanta (lokala) myndigheter och/eller ett godkänt avfallshanteringsföretag för information.

### Europeiska avfallskatalogen:

18 01 03 Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande för att förhindra smittspridning.

### Förpackning:

Kassering måste ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.

Icke-förorenat förpackningsmaterial kan återvinnas. Kontakta din lokala tjänsteleverantör för mer information.

## 14. Transportinformation

### Landtransport ADR/RID (gränsöverskridande)

Inte reglerat för transport.

### Transportregleringar enligt det amerikanska transportdepartementet (US DOT):

Inte reglerat för transport.

### Sjötransport IMDG:

Inte reglerat för transport.

**Vattenförorenande:** Nej

Artikelnummer Z98223CE

Handelsnamn DIAQUICK Strep A Kasset

**Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:**

Inte reglerat för transport.

**15. Gällande föreskrifter****Märkning enligt EEC-riktlinjer:****Bokstavskod och riskbeteckning för produkten:**

Xi Irriterande

**Riskfraser:**

36 Irriterar ögonen.

**Skyddsfraser:**

S2 Förvaras oåtkomligt för barn

26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

46 Vid förtäring kontakta läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

60 Detta material och dess behållare ska tas om hand som farligt avfall.

**Anmärkning:**

Beredningen är undantagen ovanstående märkning i enlighet med artikel 12.2 i direktiv 99/45/EG då den form i vilken den förekommer på marknaden inte utgör någon betydande risk för människor eller miljö när den används enligt bruksanvisningen.

**Amerikanska riskvarningar enligt OSHA 16 CFR 1600 och ANSI-standard Z129.1:**

Krävs inte.

**Kemikalieförteckningar som är relevanta för amerikanska förordningar:****Listor över cancerframkallande ämnen**

IARC: Inga av ingredienserna finns med.

NTP: Inga av ingredienserna finns med.

ACGIH: Inga av ingredienserna finns med.

OSHA: Inga av ingredienserna finns med.

EPA: Inga av ingredienserna finns med.

**Kaliforniens proposition 65**

Kemikalier som är kända för att orsaka cancer:

Inga av ingredienserna finns med.

Kemikalier som är kända för att orsaka reproduktionstoxicitet:

Inga av ingredienserna finns med.

**SARA**

Avsnitt 355 (extremt farliga ämnen):

Ja, natriumazid CAS-nr 26628-22-8.

Avsnitt 313 (förteckning över specifika toxiska kemikalier):

Ja, natriumazid CAS-nr 26628-22-8.

**16. Ytterligare information**

Så vitt vi vet är informationen i detta dokument korrekt. Varken ovan nämnda leverantör eller något av dess dotterbolag tar något som helst ansvar för att de uppgifter som lämnas här är korrekta eller fullständiga. Det slutliga avgörandet om ett ämnes lämplighet ankommer uteslutande på användaren. Alla ämnen kan vara förenade med okända risker och bör användas med försiktighet. Även om vissa risker beskrivs här kan vi inte garantera att dessa är de enda risker som föreligger.

**Relevanta R-fraser**

22 Farligt vid förtäring.

36 Irriterar ögonen.

37/37/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

41 Risk för allvarliga ögonskador.