

Skumtvättlapp
REF 21191, 21192, 21193

Sida 1 (2)

Version: 01.04.2014, rev 3

Tryckt: 6.7.2015

REF	Beskrivning	Storlek	Färg
21191	Skumtvättlapp	19x19x0,2 cm	gul
21192	Skumtvättlapp	19x27x0,3 cm	blå
21193	Skumtvättlapp	18x18x0,3 cm	vit

[NATURAL LATEX FREE]



Material:

Polyeterskum, freonfri

REACH Föreskrifter:

Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).

Egenskaper:

Skumtvättlapp till personlig hygien. Mjuk och behaglig mot huden. Med hög löddringseffekt.

Antal/mått per förpackning:

REF	Antal i konsumentförp.	Mått på prod.förp.
21191	100	19x19x3-4 cm
21192	75	27x19x3-4 cm
21193	100	18x18x3-4 cm

MBE (minsta beställningsbara enhet):

Konsumentförpackning

Konsumentförpackning:

LD Polyeten

Förvaringsrekommendation:

Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.

Avfallshantering:

Tvättlapp: Kan brännas eller kastas bland hushållssoporna
Emballage: Kan lämnas på kommunala återvinningscentraler eller brännas

Skumtvättlapp
REF 21191, 21192, 21193

Sida 2 (2)

Version: 01.04.2014, rev 3

Tryckt: 6.7.2015

Streckkod	Konsumentförp.	Bal
REF 21191	6438129353662 21191 dispenser  6 438129 353662	6438129553666 21191 carton  6 438129 553666
REF 21192	6438129353679 21192 dispenser  6 438129 353679	6438129553673 21192 carton  6 438129 553673
REF 21193	6438129353686 21193 dispenser  6 438129 353686	6438129553680 21193 carton  6 438129 553680