

Blodtrycksmätare OMRON M3



OMRON

2019-09-05

Omron M3 är utrustad med en svart mjuk specialmanschett för både normal och bred arm. Den nya utgåvan av mätaren är både lättare att använda och lättare att läsa av med tydliga och lättolkade symboler.

Mätaren separerar morgontryck och kvällstryck och kan beräkna medelvärdet av dessa.

M3 är utrustad med minne för 60 mätningar + gästläge

För att undvika felaktiga mätningar så visar mätaren grönt ljus om manschetten är korrekt placerad och orange ljus om den behöver korrigeras. Grönt och orange ljus indikerar även om trycket ligger inom de rekommenderade värdena. Detta gör att mätaren också är lämplig för hemsjukvård och utlåning till patienter då det är lättare för patienten att göra rätt och minskar oro som i sin tur kan ge felaktiga värden.

Levereras med svenska manual, 4st AA-batterier, och en mjuk skyddsväska för enkel förvaring och transport.

Kliniskt validerad och godkänd. 3 års garanti. CE-märkt.

Nyckelfunktioner:

- Mjuk manschett i stl 22-42 cm
- Varnar för kroppsliga rörelser under mätning
- Indikerar vid oregelbundna hjärtslag
- Indikerar med hjälp av lampa vid högt blodtryck
- Minne för två personer med 60 sparade minnen/person + gästläge
- Appliceringsguide: guiden indikerar korrekt applicering för att ge säkra resultat (OK)