


Injektionstork
REF 222680

Version: 27.03.2013, rev. 2

Tryckt: 27.3.2013

Storlek, vikt	Storlek, ovikt	
30 x 30 mm	30 x 60 mm	
Ingående material:	Kompress: PP NW (nonwoven), vit Aktiv komponent: 70 % isopropyl alkohol	
REACH föreskrifter:	Produkt som omfattas av detta datablad innehåller inte några cancerframkallande, mutagena eller giftiga ämnen, inklusive något av de ämnen (SVHC) som anges i den senaste tillgängliga versionen av kandidatförteckningen vilken publicerats av Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA).	
Egenskaper:	Individuellt förpackade kompresser impregnerade med isopropyl alkohol. Används för hudrengöring av injektionsområdet före administrering av spruta/injektion.	
Hållbarhetstid:	2 år	
Antal per förpackning:	200 st/dispenserlåda, 20 dispenserlådor (= 4000 st) / transportförpack.	
MBE (minsta beställningsbara enhet):	Transportförpackning (10 dispenserlådor á 100 st)	
Enhetsförpackning:	Pappersfolie, 50 x 50 mm	
Dispenserlåda:	Kartong 102 x 105 x 52 mm	
Transportförpackning:	Wellpapp med dubbel fluting, 420 x 275 x 125 mm	

Injektionsstork
REF 222680

Version: 27.03.2013, rev. 2

Tryckt: 27.3.2013

I enlighet med legala krav för:	Medical Devices Directive 93/42/EEC, Klass I
Etikettinformation:	I enlighet med EN15223-1 och EN1041
Förvaringsrekommendation:	Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur. Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon.
Avfallshantering:	Kompress och förpackningsmaterial till energiåtervinning eller blandat avfall.
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och utgöra en patientrisk.

Streckkod:	Dispenserlåda	Transportförpackning
222680	6438129352337 222680 dispenser  6 438129 352337	6438129552331 222680 carton  6 438129 552331