

Puderfri undersökningshandske

Vinyl Soft

REF 6300–6304

Sida 1 (3)

Version: rev.1; 01.07.2011

Tryckt: 21.6.2012

Storlek	REF	Färgkod	
XS	6300		
S	6301		
M	6302		
L	6303		
L	6303		
XL	6304		
Färg: transparent Längd: 240 mm Enligt EN455:2			
Material:			Polyvinylklorid
REACH regulations:			Produkten som omfattas av detta produktdatablad innehåller inte något av de särskilt farliga ämnen som finns listade på senast tillgängliga version av kandidatförteckningen som publiceras av European Chemicals Agency (ECHA).
Hålförekomst: Enligt EN455:1			AQL 1,5
Tjocklek: Mått enkelvägg [mm]			
Handflata			Min. 0,08
Finger			Min. 0,08
Dragstyrka vid brott (N): Enligt EN455:2			Under hållbarhetstid $\geq 3,6$ N, efter utmaningstest $> 3,6$ N
Funktion:			Puderfria vinylhandskar med rullkant. Passar båda händerna. Praktiskt skydd för många sysslor. En latex- och acceleratorfri handske, som är ett bra alternativ för dem som lider från typ I allergier.
Hållbarhetstid: Enligt EN 455:4			5 år
Livsmedelshantering:			Handskena passar till all sorts livsmedelshantering enligt 85/572/EC + 2007/19/EC – förutom fet mat.
Antal per förpackning:			100 st/box, 10 avdelningsförpackning (= 1000 st)/transportförpackning
MBE (minsta beställningsbara enhet):			Transportförpackning (10 avdelningsförpackningar 100 st)
Avdelningsförpackning:			Cellulosa, 240 x 120 x 65 mm
Transportförpackning:			Cellulosa, 250 x 250 x 340 mm
I enlighet med legala krav:			Medical Devices Directive 93/42/EEC, Class 1
I enlighet med produktkrav:			EN455: 1-4
Kemikaliemotstånd:			EN374:1-3
Kvalitetskrav:			Produkten är tillverkad i enlighet med ISO9001, ISO13485
Etikettinformation:			I enlighet med EN980 och EN1041
Förvaringsrekommendation:			Rekommenderad förvaring i rent, torrt utrymme i jämn temperatur.

Puderfri undersökningshandske

Vinyl Soft

REF 6300–6304

Sida 2 (3)

Version: rev.1; 01.07.2011

Tryckt: 21.6.2012

	Produkterna ska skyddas mot direkt solljus, andra starka ljuskällor och ozon
Avfallsrekommendation:	Energiåtervinning eller blandat avfall
Risk vid återanvändning:	Produkten är avsedd för engångsbruk. Vid återanvändning kan produktens egenskaper försämrats och riskera kontaminering.

Streckkod	Avdelningsförpackning	Transportförpackning
Storlek XS, REF 6300	6438129310757 6300 dispenser  6 438129 310757	6438129510751 6300 carton  6 438129 510751
Storlek S, REF 6301	6438129310764 6301 dispenser  6 438129 310764	6438129510768 6301 carton  6 438129 510768
Storlek M, REF 6302	6438129310771 6302 dispenser  6 438129 310771	6438129510775 6302 carton  6 438129 510775
Storlek L, REF 6303	6438129310788 6303 dispenser  6 438129 310788	6438129510782 6303 carton  6 438129 510782

Puderfri undersökningshandske Vinyl Soft REF 6300–6304

Sida 3 (3)

Version: rev.1; 01.07.2011

Tryckt: 21.6.2012

Storlek XL, REF 6304	6438129310795 6304 dispenser  6 438129 310795	6438129510799 6304 carton  6 438129 510799
-----------------------------	--	---