

Sterisheet bakkeunderlag

Cellulosebaseret bakkeunderlag til genbehandling af medicinsk udstyr

Materiale

Sterisheet 70g består af 100% cellulose. Fås i hvid.

Fordele

Sterisheet bakkeunderlag er et stærkt materiale med en meget høj absorptionsevne. Materialet er nemt at arbejde med og fås i flere størrelser. Absorptionskapacitet med vand er 250%.

Anvendelse

Sterisheet bakkeunderlag anvendes såvel indeni bakkerne som under bakkerne. Er velegnet som både beskyttelse og som ekstra absorption under steriliseringsprocessen. Er velegnet til damp-, EO og gamma sterilisering.



Fysiske egenskaber

Beskrivelse	Måleenhed	Standard/Metoder	Værdier
SUBSTANCE (Basis vægt)	g/m ²	ISO 536	70,00
HIGH POROSITY (luftgennemtrængelighed)	l/min/1 dm ²	EN 868-2:1999 (app. F)	15,0
TENSILE STRENGTH MD (strækstyrke, tør)	kN/m	ISO1924-2	2,70
TENSILE STRENGTH CD (strækstyrke, tør)	kN/m	ISO1924-2	1,40
WET TENSILE STRENGTH MD (strækstyrke, våd)	kN/m	ISO 3781	0,90
WET TENSILE STRENGTH CD (strækstyrke, våd)	kN/m	ISO 3781	0,50
BURST STRENGTH (punktbelastning, tør)	kPa	ISO 2758	200
TEARING STRENGTH MD (brudstyrke)	mN	ISO 1974	1300
TEARING STRENGTH CD (brudstyrke)	mN	ISO 1974	1700
STRETCH MD (elasticitet)	%	ISO 1924-2	9,5
WATER ABSORBENCY (absorptionsevne)	%	ISO 9073-6	250
CAPILLARY RISE MD – KLEMM METHOD	mm	ISO 8787	27,0
CAPILLARY RISE CD – KLEMM METHOD	mm	ISO 8787	33,0

MD: Machine Direction, CD: Cross Direction

Opbevaring

Opbevares i original emballage i et rent, ventileret og tørt rum, over gulvet ved temperatur over 10° C og under max. 40° C. Fugtighed mellem 30-60%.

Temperering umiddelbart før brug:

- Temperer papir i min. 2 timer før brug v. 20-23° C.
- Fugtighed 30-60%.

Kvalitetsstandard

Sterisheet 70g hvid er fremstillet i hht. ISO 9001:2008 og ISO14001:2004 og opfylder krav til den Europæiske Norm EN 868, del 1 "generelle krav og testmetoder" og EN 868 del 2 "steriliseringsemballage – krav og metoder" samt EN ISO 11607-1:2006. Fremstillet i overensstemmelse med kravene i Det Medicinske Direktiv. CE mærket.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Ref.nr.	Pakning
050089	Sterisheet bakkeunderlag 40x50cm, hvid	0957345	500
050090	Sterisheet bakkeunderlag 45,7x55cm, hvid	095771X	500
050091	Sterisheet bakkeunderlag 30x40cm, hvid	0957334	500
050092	Sterisheet bakkeunderlag 30x60cm, hvid	0957336	500
050095	Sterisheet bakkeunderlag 30x25cm, hvid	0957325	1000
050096	Sterisheet bakkeunderlag 40x51cm, hvid (udgår)	095772X	500
050097	Sterisheet bakkeunderlag 30,5x41cm, hvid	095713X	500
970097	Sterisheet bakkeunderlag 30x50cm, hvid	0957335	500
970098	Sterisheet bakkeunderlag 20x30cm, hvid	095716Y	1000

Der tages forbehold for trykfejl (August 2013)