



Indikation:  
 Bandage til støtte og aflastning, giver let støtte til bevægeapparatet. Kan også bruges til fiksering af primære forbindinger og slanger. Må kun anvendes på ubeskadiget hud.

## Støttebind

MEDIPLAST kan tilbyde DANAUNIVERSAL som kan anvendes ved støtte eller aflastning. Hudvenligt med høj luftgennemtrængelighed.

Elasticitet: 100%  
 Bomuld, Polyamid, Polyurethan  
 Længde: strakt længde

Varenr. 5 meter	Varenr. 4 meter	Beskrivelse	Æske	Trsp.karton
6050401	6050441	4 cm	10	720
6050402	6050442	6 cm	10	480
6050403	6050443	8 cm	10	320
6050404	6050444	10 cm	10	280
6050405	6050445	12 cm	10	240
6050406	6050446	15 cm	10	200

Made in Denmark

Æske = mindste kvantitet/bestilling