

Dana universal støtte- og kompressionsbind

Beskrivelse

Dana Universalbind er vævet med faste kanter med kæde-tråde af polyamid samt omspundne polyurethantråde, der bevirker, at bindet holder sin elasticitet, selv efter længere tids anvendelse og mange ganges vask.

Det høje indhold af bomuld gør Dana Universalbind meget hudvenligt og tillader huden at ånde.

Dana Universalbind kan autoklaveres.

Materiale

55% bomuld, 43% polyamid, 2% omp. polyurethantråde

Elasticitet

ca. 100%

Bredder, cm: 4,6,8,10,12,15

Længde, m: 4, 5 og 10



Anvendelse

Dana Universalbind er et universelt anvendeligt støtte- og kompressionsbind til profylakse og efterbehandling af venøse sygdomme, ligesom det er velegnet at anvende som komprimerende sårforbinding. Endvidere er det særdeles velegnet til støtte- og aflastning efter skader.

Opbevaring

Tørt og uden direkte sollys.

Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
101011	Dana universal støt./komp.bind 4cmx5m strakt	10	50401
101012	Dana universal støt./komp.bind 6cmx5m strakt	10	50402
101013	Dana universal støt./komp.bind 8cmx5m strakt	10	50403
101014	Dana universal støt./komp.bind 10cmx5m strakt	10	50404
101015	Dana universal støt./komp.bind 12cmx5m strakt	10	50405
101016	Dana universal støt./komp.bind 4cmx10m strakt	72	50471
101017	Dana universal støt./komp.bind 6cmx10m strakt	36	50472
101018	Dana universal støt./komp.bind 8cmx10m strakt	36	50473
101019	Dana universal støt./komp.bind 10cmx10m strakt	36	50474
101020	Dana universal støt./komp.bind 12cmx10m strakt	36	50475

Der tages forbehold for trykfejl (Juli 2014)