

# Elastisk Crepebind

## Beskrivelse

Elastisk crepebind.

Anvendes til let kompression og fiksering af forbindinger.

Kan autoklaveres.

## Produktfakta

Materiale: 93% bomuld, 7% polyurethan.

Farve: Naturhvid med røde guide-linjer langs kanten.

Længde: 4m strakt (kan også fås med 10m, men lagerføres ikke pt.)

Strækevne: 130%

Kan leveres både med og uden enkeltpakning i cellofan.

## Holdbarhed

5 år fra produktionsdato.



## Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
101030	Elastisk crepebind, 5cmx4m	1/10/280	418-001
101031	Elastisk crepebind, 7cmx4m	1/10/480	418-002
101032	Elastisk crepebind, 10cmx4m	1/10/200	418-003