

Tensoplast elastisk tape, strækbind

Tensoplast elastisk tape med klæb sidder godt og er skånsom mod huden. Velegnet til fiksering af forbindinger, kateter, dræn o.lign., giver en ensartet fast, men kontrolleret kompression, og er ideel hvor der er behov for begrænset mobilisering, f.eks. ved forstuvninger, forstrækninger og forvridninger.

Den er forsynet med bløde kanter og har en porøs klæbemasse, der forebygger maceration. Bandagen forbliver fast selv ved langtidsbehandling.

Den har en gul midterlinje der letter ensartet bandagering. Beige.

Bandagen er spolet med klæbefladen yderst for at lette pålægningen.

Strækevne: 70%.

Materiale: 100% bomuld.



Sortiment

Varenr.	Beskrivelse	Pakning	Ref.nr.
101051	Tensoplast elastisk tape 2,5cmx4,5m	1/192	72050-58
101052	Tensoplast elast strækbind 5cmx4,5m med klæb	1/72	72050-32
101053	Tensoplast elast strækbind 7,5cmx4,5m med klæb	1/72	72050-36
101054	Tensoplast elast strækbind 10cmx4,5 med klæb	1/72	72050-29