

evercare® elastisk støttebandage

REF: 4251, 4252, 4253, 4254, 4255

evercare® elastisk støttebandage er strækbar med en blød og porøs struktur, har høj gennemtrængelighed og er behagelig at have på. Takket være væveteknik med vævede kanter og omhyggelig udvælgelse af råmateriale kan bandagerne bruges til støtte, fiksering af de fleste forbindelser især til led og runde kropsdele, og småt medicinsk udstyr til patientens krop. Bandagen forbliver stabil, når den er anlagt, og lagene glider ikke. Pakke, der er designet til nem produktidentifikation.

Egenskaber

- ▶ Fiksering af sårbandager, især på led og runde kropsdele
- ▶ Til støtte, f.eks. efter fjernelse af plaster og behandling af ødem
- ▶ Modstandsdygtig over for salver
- ▶ Bandage med vævede kanter
- ▶ Blød og behagelig
- ▶ Let støttebandage
- ▶ 60 % strækbarhed
- ▶ 65% bomuld og 35% polyamid



REF	Beskrivelse	Størrelse	Forpakning æske/karton
4251	Elastisk støttebandage, bomuld og polyamid	6 cm x 4 m	10 / 280
4252	Elastisk støttebandage, bomuld og polyamid	8 cm x 4 m	10 / 240
4253	Elastisk støttebandage, bomuld og polyamid	10 cm x 4 m	10 / 200
4254	Elastisk støttebandage, bomuld og polyamid	12 cm x 4 m	10 / 160
4255	Elastisk støttebandage, bomuld og polyamid	15 cm x 4 m	10 / 120

Salgsenhed: Transportkarton

Forordninger

Produktet efterlever lovmæssige krav for medicinsk udstyr.



Not made with natural rubber latex



REACH forordning:

Produkterne omfattet af dette produktblad indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (CMR), herunder meget problematiske stoffer (SVHC) i henhold til den seneste tilgængelige version af kandidatlisten offentliggjort af European Chemicals Agenturet (ECHA).

Biologisk evaluering:

EN ISO 10993-5
EN ISO 10993-10

Lovmæssige krav:

Forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745

Overholdelse af produktstandarder:

DIN 61632, DIN 61634

Kvalitetsstandarder:

EN ISO 13485

Overholdelse af mærkningsinformation og emballage:

EN ISO 15223-1, EN ISO 20417

Materiale

Produkt komponent

Råvare og egenskaber

Bandage

65 % og 35 % polyamid, råhvid, i ikke-udstrakt længde 2,5 m, udstrakt længde 4 m, forlængelse ca. 50%, elasticitet ca. 85%

Advarsler og anbefalinger

Advarsler	Produktet er til engangsbrug. Hvis det genbruges, kan produktets ydeevne forringes, og krydskontaminering kan forekomme.
Anbefaling for opbevaring	Anbefalet opbevaring i et rent, tørt rum ved omgivelsestemperatur. Produkter bør beskyttes mod direkte sollys, andre intensive lyskilder og ozon.
Anbefaling for bortskaffelse	Affaldet håndteres i overensstemmelse med lokale anbefalinger
Holdbarhed	5 år

Forpakkingsoplysninger

Forpakning	Materiale	Størrelse (L x B x H) mm
Enkelt pakke	N/A	N/A
Pakke	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4251: 205 x 85 x 65 4252: 205 x 85 x 85 4253: 205 x 85 x 105 4254: 205 x 85 x 125 4255: 205 x 85 x 155
Transportkarton	Karton, TCF eller ECF kvalitet	4251: 475 x 360 x 225 4252: 530 x 360 x 225 4253: 545 x 360 x 225 4254: 520 x 360 x 225 4255: 485 x 360 x 225
Pakketape	PVC fri, Gennemsigtig	N/A

Stregkoder / UDI-DI

REF	Enkelt pakke	Pakke	Transportkarton
4251	N/A	06438129314878	06438129514872
4252	N/A	06438129314885	06438129514889
4253	N/A	06438129314892	06438129514896
4254	N/A	06438129314908	06438129514902
4255	N/A	06438129314915	06438129514919

Evercare Medical AB er en partner, der giver patienterne et bedre liv, letter sundhedspersonalets hverdag og bidrager til lavere plejeomkostninger. Vi stræber efter at reducere miljøpåvirkningen og sammen med vores leverandører at forbedre arbejdsforholdene i hele værdikæden.