



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

## Datablad

# 3M™ Coban™ LF - latexfri

### Produktbeskrivelse:

3M Coban™ LF er et latexfrit selvhæftende elastikbind som hæfter på sig selv uden behov for clips eller tape.

### Egenskaber:

- Hindrer ikke hudens normale funktioner – huden kan ånde frit
- Løsnar ikke ved bad og tørrer hurtigt
- Kan klippes til ønsket længde
- Strækkevne 120 %

### Indikationer:

- Støttebandage
- Fiksering af forbindinger
- Kompressionsbehandling

### Brugsvejledning:

#### Støttebandage og fiksering:

Træk så meget Coban af rullen som er nødvendig for en hel vikling. Derved har man styr på strækket i bindet.

Bindet lægges med den ønskede overlappning.

#### Kompressionsbandage:

Start med cirkulær bandagering ved tærnes grundled.

Foden holdes i en vinkel på 90°, mens anklen og hælen bandageres.

Træk så meget Coban af rullen som er nødvendig for en hel vikling. Anlæg Coban-bindet med et stræk på 70% (10 cm af bindet strækket til 17 cm).

Bindet anlægges med den ønskede overlappning. Jo flere overlappninger, desto kraftigere kompression.

Den færdige forbindelse fikses med et let tryk med hånden.



**Deklaration:**

- Polyester fibre, spandex elastikgarn samt farvepigmentering.

**Bestillingsinformation****3M™ Coban™ LF - latexfri**

<b>Varenr.:</b>	<b>Størrelse cm x m</b>	<b>Antal/æske</b>	<b>Æsker/karton</b>
2081	2,5 x 4,6	30	1
2082	5,0 x 4,6	36	1
2083	7,5 x 4,6	24	1
2083S - steril	7,5 x 4,6	24	1
2084	10 x 4,6	18	1
2084S – steril	10 x 4,6	18	1
2084L – ekstra lang	10 x 6,0	18	1
2086	15 x 4,6	12	1
2086S - steril	15 x 4,6	12	1

DS53/000126-3